



VA electrode equipment with Multi-Mode Electrode pro for Professional VA instruments

6.5339.030

納品範囲 6.5339.030

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.0343.100	分離Ptロッド電極

電圧電流法およびCVSのための白銀AE。



1 PCS

6.0728.120

Ag/AgCl参照電極

c(KCl) = 3 mol/Lの内部液付き内部参照システム。プラスチック製内部液容器 6.1245.010 を伴う使用のため。



1 PCS

6.1204.500

Stirrer for Professional VA instruments



1 PCS

6.1226.030

Mercury drop capillary (non-silanized) for MME



1 PCS

6.1226.050

Mercury drop capillary (silanized) for MME



1 PCS

6.1245.010

プラスチック製内部液容器


ダブルジャンクション参照電極のためのセラミックダイアフラム付きプラスチック製内部液容器。



1 PCS

6.1246.120

Multi-Mode Electrode pro



1 PCS

6.1247.020

Needles for MME



1 PCS

6.1415.210

Titration vessel / 10-90 mL



1 PCS

6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



1 PCS

6.2406.000

Mercury drop catcher



1 PCS

6.2711.030

MMEの充填のためのトレイ

884 Professional VA、797 VA Computrace、757 VA Computrace、
および647、663、694、747 VA Stands用



1 PCS

6.2816.020

Syringe 10 mL with Luer connection



