



VA electrode equipment with rotating disc electrode (RDE) made of glassy carbon for Professional VA instruments

6.5339.040

納品範囲 6.5339.040

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.0728.120	Ag/AgCl参照電極

c(KCl) = 3 mol/Lの内部液付き内部参照システム。プラスチック製内部液容器 6.1245.010 を伴う使用のため。



1 PCS

6.1204.510

Driving axle for rotating disk electrode (RDE)



1 PCS

6.1204.600

Glassy carbon electrode tip, shaft made of glass.



1 PCS

6.1241.120

電極ホルダ

VA 対極用の電極ホルダ、プラグコンタクト 5.5 mm 付き。Glassy Carbon ピン (6.1247.000) もしくは白金ピン (6.1247.010) を伴う使用向け。



1 PCS

6.1245.010

プラスチック製内部液容器

ダブルジャンクション参照電極のためのセラミックダイアフラム付きプラスチック製内部液容器。



1 PCS

6.1247.000

GCピン

電圧電流法AE用の電極ホルダ6.1241.020もしくは6.1241.120のため。



1 PCS

6.1415.150

Titration vessel / 5-70 mL



1 PCS

6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



1 PCS

6.2802.000

Polishing set for solid-state electrodes

