



集中的な使用に適した Professional VA/CVS 装置用の2 mm白銀電極付き CVS 電極装備

6.5339.060

CVS (サイクリックボルタンメトリーストリッピング) を用いた電気めっき浴中の有機添加物の測定のための完全な電極セット。回転白銀電極 (電極の直径: 2 mm)、水銀接点の駆動軸、メンテナンス不要のゲル参照電極、白銀補助電極、測定容器、およびKCl電解質溶液が含まれます。

納品範囲 6.5339.060

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



1 PCS

6.1415.210

Titration vessel / 10-90 mL



1 PCS

6.1415.250

Titration vessel / 50-150 mL



1 PCS

6.0343.100

分離Ptロッド電極

電圧電流法およびCVSのための白銀AE。



1 PCS

6.0730.100

完全なLL Ag/AgCl(ゲル) 参照電極

電圧電流法用のメンテナンスフリーのダブルジャンクションAg/AgCl参照電極。ガラス製、 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (ゲル) の内部液付き、pH値0~8。自動化システムおよびオンライン装置での連続運転における使用に適しています。



1 PCS

6.1204.610

2 mm platinum electrode tip for CVS



1 PCS

6.1204.520

Driving axle for rotating disk electrode (RDE)
with mercury contact

