



## 2mm 白金電極付き CVS 電極装備、 Professional-VA/CVS 装置用ゲル参照電極およ びステンレス対極

6.5339.110

CVS (サイクリックボルタンメトリーストリッピング) を用いた電気めっき浴中の有機添加物の測定のための完全な電極セット。回転白金作用電極 (電極の直径: 2 mm)、水銀接点の駆動軸、メンテナンス不要のゲル参照電極、ステンレス対極、測定容器、および KCl 電解液が含まれます。

納品範囲 6.5339.110

| Qt. | Order no. | 説明 |
|-----|-----------|----|
|-----|-----------|----|

1 PCS

6.0343.110

分離スチール電極

CVS のための スチール製AE



1 PCS

6.0730.100

完全なLL Ag/AgCl(ゲル) 参照電極

電圧電流法用のメンテナンスフリーのダブルジャンクションAg/AgCl 参照電極。ガラス製、 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$  (ゲル) の内部液付き、pH値 0~8。自動化システムおよびオンライン装置での連続運転における使用に適しています。



1 PCS

6.1204.520

Driving axle for rotating disk electrode (RDE)  
with mercury contact



1 PCS

6.1204.610

2 mm platinum electrode tip for CVS



1 PCS

6.1415.210

Titration vessel / 10-90 mL



---

1 PCS

6.1415.250

Titration vessel / 50-150 mL



---

1 PCS

6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

