




VA/CVS 測定で自動サンプル移送を行うための 807 Dosing Unit を搭載した装備

6.5339.600

Dosino で自動サンプル移送を行うための VA システムまたは CVS システム拡張用の付属品セット。807 Dosing Unit 5 mL、Dosino ホルダー、接続材料が含まれます。Dosino は含まれません。

納品範囲 6.5339.600


Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1602.115	Bottle attachment / S 40 / green



1 PCS

6.1618.020

Thread adapter S 40 to GL 45



1 PCS

6.1803.020

PTFE capillary 0.97 mm i.d. / 5 m



1 PCS

6.1805.530

FEP tubing / M6 / 2 m



1 PCS

6.1808.280

807 Dosing Unit ポート 4 アダプター、M6 内側

FEP チューブ / M6 との接続のため、807 Dosing Unit のポート 4 に使用するアダプター。



1 PCS

6.1819.010

PTFE tube



1 PCS

6.1831.020

PEEK capillary 0.75 mm i.d., 22 cm



1 PCS

6.2057.040

Holder for Dosino for Sample Processor



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



2 PCS

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
2.800.0020	800 Dosino

高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用
ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 0.65 m）。

