




Coulometric KF equipment, including generator electrode without diaphragm

6.5406.010

納品範囲 6.5406.010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.0341.100	クーロメトリー用ダブルPtワイヤ電極
		カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS 6.0345.100 発生電極（1液型電極付き）

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極（1液型電極付き）、すり合わせ 29/22。この発生電極は、サンプルがアルコールによく溶解するアプリケーションのほとんどのに適しています。



1 PCS 6.1403.030 KF adsorber tube for coulometer cell



1 PCS 6.1437.000 SGJ stopper SGJ 14



1 PCS 6.1446.060 Stopper / B-14/15 / M10



2 PCS

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1464.320

KF titration vessel / 80-250 mL / coulometric



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2047.020

Titration vessel holder



1 PCS 6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



1 PCS 6.2104.120 Electrode cable / 1 m / H



1 PCS 6.2701.040 GL 18 screw cap with hole



2 PCS 6.2713.000 PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2713.010

PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS

6.2713.020

PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2730.030

Stopper

