




Sample Processor 810/ 814 用 KFT 装備

6.5610.010

Sample Processor 810 または 814 用のカールフィッシャー滴定装備。

納品範囲 6.5610.010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.0340.000	サンプルチェンジャー用ダブルPtワイヤ電極 (固定式ケーブル)

自動カール フィッシャー滴定に用いられる指示電極 (直径 = 5.3 mm、固定式ケーブル 2 m)。



24 PCS

6.1432.210

透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、1 個

透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック 6.2041.340、
6.2041.350、6.2041.800 および 6.2041.900 に適合、1 個



1 PCS

6.1458.030

KF titration head / 4 x M10 connectors



1 PCS

6.1805.060

FEP tubing / M6 / 60 cm



1 PCS

6.1808.000

Connection bushing M6



1 PCS

6.1820.020

M10/M6 adapter



1 PCS

6.1821.000

Aspiration tube



24 PCS

6.1903.010

Stirring bar / 12 mm



24 PCS

6.2037.040

Foil holder



1 PCS

6.2041.340

サンプルラック、24 x 75 mL、(ポリ塩化ビニル製)

24 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrator「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2820.000

Al foil



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.2811.000 Molecular sieve



6.2811.010 モレキュラーシーブ (US)

モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

