



Equipment for reagent replacement

6.5617.000

納品範囲 6.5617.000

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1446.060	Stopper / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1446.080

Threaded stopper / M8



1 PCS

6.1543.070

Aspiration tip / M6 thread



1 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1609.000

Adsorbing tube, large and bent



1 PCS

6.1805.060

FEP tubing / M6 / 60 cm



1 PCS

6.1805.080

FEP tubing / M6 / 25 cm



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



1 PCS

6.2055.100

Bottle holder, double



1 PCS

6.2730.030

Stopper



1 PCS

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
2.800.0010	800 Dosino 800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 150 cm）。
6.2811.000	Molecular sieve 
6.2811.010	モレキュラーシーブ (US) モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。 この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

