



PTRam Analyzer

A472060100C

PTRam Analyzerは、ラボおよびパイロットプラントにおける製品開発とプロセス開発のために設計されたプロセス開発785 nmラマンアナライザーです。これは、各測定の有効期限を確実に守るためのセルフキャリブレーションと自動性能検証を特徴とする、高性能かつ正確、頑丈で信頼性の高いラマンシステムです。

このシングルサンプルチャンネルシステムには、ユーザーが自分で交換できるシャフトを有するラボ光ファイバープローブが含まれています。PTRamは19インチのサンプルラックに取り付け可能です。PTRamはVisionソフトウェアで操作でき、2060 Human Interfaceに接続することができます。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

Visionはメソッド開発およびMetrohm XDSプロセス装置およびB&W Tek装置の制御のための、Metrohmのソフトウェアソリューションです。

ユーザーにとって使い勝手の良いグラフィックによる分析画面により、識別、認証、定量化メソッドを確立するための計量化学的なアルゴリズムを容易に使用できるようになります。

