



NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle 4 Channels

A629280120C

NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle は、医薬品および化学業界でのリアルタイム分析に次世代のプロセスアナライザーを提供します。あらゆるサンプルタイプ（粉末、スラリー、液体など）の非破壊的、正確な測定は、プロセスライン、造粒機、乾燥機または反応容器で直接行われます。最大 4 つのプロープおよび/またはフローセルをアナライザーに接続することができます。4 つのチャンネルすべてを互いに独立して設定することができ、マイクロバンドル光ファイバーを用いることで、4 つの測定点を XDS NIR process analyzer から最大 35 メートルまで離すことができます。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

A649281190

NIRS XDS Process Contact Lamp 50W, 12 Volt- White lead

