



# NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber SinglePoint

A629280210C

NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber は、医薬品および化学業界でのリアルタイム分析に次世代のプロセスアナライザーを提供します。透明な液体の非破壊的、正確な測定は、プロセスラインまたは反応容器で直接行われます。シングル光ファイバーを用いることで、測定点を XDS NIR process analyzer から最大 100 メートルまで離すことができます。

## オプションアクセサリ

| Order no. | 説明 |
|-----------|----|
|-----------|----|

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| A649281190 | NIRS XDS Process Contact Lamp 50W, 12 Volt- White lead |
|------------|--------------------------------------------------------|

