



NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber 9 Channels

A629280230C

NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiberは、医薬品および化学業界でのリアルタイム分析に次世代のプロセスアナライザーを提供します。透明な液体の非破壊的、正確な測定は、プロセスラインまたは反応容器で直接行われます。最大9つのプローブおよび/またはフローセルをアナライザーに接続することができます。ソフトウェア内で9つのチャンネルをすべて独立して設定することができます。シングル光ファイバーを用いることで、9つの測定点をXDS NIR process analyzerから最大100メートルまで離すことができます。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

A649281190

NIRS XDS Process Contact Lamp 50W, 12 Volt- White lead

