




NIRS Analyzer PRO – ContactReflection

A629281110

NIRS Analyzer Pro は、高分解能のダイオードアレイテクノロジーを基礎とする単一ポイントプロセス分析システムです。ガラスウィンドウにより、バイパスの無いプロセスラインで直接、固形物、粒子状物質、粉末状物質を非破壊分析することが可能となります。真のインラインシステムです。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.7440.480	NIRS Process, I/O Communication box
	I/O Communication box for process instruments with 24 analog and 24 digital channels



A660044277 NIRS Analyzer PRO ランプ 12V/20W

NIRS Analyzer Pro のスペアランプ (12V/20W)

