



NIRS Analyzer PRO – FiberSystem


A629281120

NIRS Analyzer Pro は、高分解能のダイオードアレイテクノロジーを基礎とする単一ポイントプロセス分析システムです。これにより、反射率および半透過率測定のために、光ファイバーマイクロバンドルやコンタクトプローブを用いることで、液体、粒子状物質、粉末状物質、スラリー、乳白色物質を非破壊分析することが可能となります。


納品範囲 A629281120

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.7440.480	NIRS Process, I/O Communication box

I/O Communication box for process instruments with 24 analog and 24 digital channels



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.7440.480	NIRS Process, I/O Communication box I/O Communication box for process instruments with 24 analog and 24 digital channels	
A660044277	NIRS Analyzer PRO ランプ 12V/20W NIRS Analyzer Pro のスペアランプ (12V/20W)	