




NIRS Analyzer PRO – DirectLight /NonContact

A629281130


NIRS Analyzer Pro は、高分解能のダイオードアレイテクノロジーを基礎とする単一ポイントプロセス分析システムです。これにより、粒子状物質や粉末状物質などといった固体を非破壊分析することが可能となります。このシステムは通常、流れてくる製品を分析するべく、コンベヤベルト上に設置されます。動きの速いもの、表面が平らでないものは、このコンフィグレーションによって容易に分析できます

納品範囲 A629281130

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.7440.480	NIRS Process, I/O Communication box
		I/O Communication box for process instruments with 24 analog and 24 digital channels



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.7440.480	NIRS Process, I/O Communication box I/O Communication box for process instruments with 24 analog and 24 digital channels	
A660044277	NIRS Analyzer PRO ランプ 12V/20W NIRS Analyzer Pro のスペアランプ (12V/20W)	