



NanoRam ラマン・ハンドヘルドスペクトロメーター

BWT-840000341

NanoRamは、原薬、医薬添加剤、および医薬中間体のような納品された原材料を非破壊で同定、検証するための最新小型ラマン装置です。コンパクトかつフレキシブルなNanoRamは、技術的に不慣れな方でも、倉庫、道板、またはラボにてサンプルを迅速に同定するのにお使いいただけるため、隔離区域を可能な限り小さく保ち、製造サイクルを早めることができます。ラマンテクノロジーを用いることで、サンプルの完全性またはその容量を損なうことなく、透明な容器を通して非破壊分析を実施することができます。

NanoRamは、USPの総則858>、ヨーロッパ薬局方2.2.48、日本薬局方2.26、ならびにラマン分光法に関する中国薬局方の基準に準ずるすべての要件を含む、ラマン分光法のメソッドにおける一般的な要件を満たします。出発物質を100%確実に同定することに重点が置かれているのであれば、ラマンハンドヘルドスペクトロメーターはPIC/S および GMP に従った基準を遵守した上で企業をサポートします。NanoRamは、アメリカ合衆国の政府機関FDAによる 21 CFR Part 11 および Part 1040.10 に準ずるすべての要件を満たし、cGMP (アメリカ合衆国にて現在有効な適正製造規範) を遵守している設備において中心的な役割を担い得ます。トレーニング、サポートサービスは幅広い範囲において提供されており、その中には IQ/OQ/PQ /DQ の実装サービス、メソッドおよび/または新しいライブラリの開発におけるサポートも含まれます。

納品範囲 BWT-840000341

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	BWT-840000290	NanoRam 電池
		NanoRam リチウムイオン電池 (BWS456-785 モデル専用)。
		
1 PCS	BWT-840000295	直径15 mmの液体用バイアル
		ホウケイ酸ガラス製バイアル (直径15 mm) 6個を含むパッケージ、専用バッグを含む。
		
1 PCS	BWT-840000296	スタイラス/ボールペン
		タッチスクリーン用スタイラス/ボールペンの組み合わせ。
		NR-STY
		
1 PCS	BWT-840000298	NanoRam キャリングケース
		硬質プラスチック製の頑丈なNanoRam キャリングケース。
		

1 PCS BWT- ネットワークアダプター、12 VDC
840000301

12 VDC、2.0 Aのネットワークアダプター。



1 PCS BWT- NanoRam IDソフトウェア
840000305

NanoRamアカウントの管理、テスト結果のチェック、ならびにテストレポートへのアクセスと Audit Trail のためのPC用のNIDソフトウェア。



1 PCS BWT- NanoRam 製品ハンドブックセット
840000307

NanoRam ID のための製品ハンドブックおよび設置ガイド付き NanoRam記録文書セット。

EWTEK
Real World. Systematic Precision.

NanoRam®



NanoRam®
Handheld Raman System
User Manual

1 PCS BWT- 15 mmバイアル用バッグ
840000329

15 mmバイアル用バッグ。



1 PCS

BWT-
840000344

バイアルホルダー用アダプター

バイアルホルダー用アダプター、直径 15 mm のバイアルと互換性あり。



1 PCS

BWT-
840000345

ハンドヘルドドラマン・ボトルアダプター

ハンドヘルドドラマン付属品:ボトルアダプター

NR2-BSA



1 PCS

BWT-
840000347

NanoRam 半透過プローブ

半透過プローブ – 長さ 30.5 cm (12 インチ) – ステンレス製、石英対物レンズ付き。



1 PCS

BWT-
840000348

ポリスチレン製検証キャップ

ASTM規格に準じたポリスチレン内蔵のポリスチレン製検証キャップ。



1 PCS

BWT-
840000352

LAN ケーブル

PC コネクタ用 LAN ケーブル。



1 PCS

BWT-
840000433

NanoRam装置用の交換キットOリング

NanoRam 交換キットOリング: ラマンハンドヘルド装置のシャフト用の内径9.00 mmのOリング15個、内径10.00 mmのOリング15個、内径13.00 mmのOリング10個。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
BWT-840000294	充電ステーション	
	リチウムイオン電池の充電ステーション (NR-BAT および TID-BAT の充電専用)。	
BWT-840000346	NanoRam 錠剤ホルダー	
	NanoRam 錠剤ホルダー用アダプター。	
BWT-840000349	NanoRam 6 mmシャフト	
	NanoRam (モデルBWS456-785専用) 交換シャフト、サンプル採取アダプター用対物レンズ付き - ポイントアンドシュート、バイアルホルダー、ボトルアダプター。作動距離 6 mm。	

BWT-
840000350

NanoRam 10 mmシャフト


分厚い容器でのサンプル採取のための対物レンズ付き NanoRam シャフト。作動距離 10 mm。



BWT-
840000353

シャフト用保護キャップ

ラマンハンドヘルド装置のためのシャフト用保護キャップ、10個入りパッケージ。



BWT-
840000355

NanoRam革製肩掛けバッグ

NanoRamユニット用の革製肩掛けバッグ、付属品を携帯するためのNR2-PCH-ADPTポケット付き。



BWT-
840000361

レーザー出力用ハンドヘルド測定装置


レーザー出力測定装置、ロッド仕様、校正済み。範囲: 5マイクロワット~1ワット。レーザー出力測定装置のOQ/PQならびに年次認証の際の使用。



BWT-
840000481

NanoRam 浸漬シャフト用保護カバー、49個入りパッケージ


NanoRam半透過プローブ用使い捨て保護カバー、モデル NR2-IMP、49個入りパッケージ。



BWT-
840000482

NanoRam 浸漬シャフト用保護カバー、490個入りパッケージ


NanoRam半透過プローブ用使い捨て保護カバー、モデル NR2-IMP、490個入りパッケージ。



BWT-
840000655

NanoRam浸漬シャフト用消毒滅菌済み保護カバー

NanoRam浸漬シャフト用使い捨て滅菌済み保護カバー、モデル NR2-IMP、490個入りパッケージ。



BWT-
840000881

NanoRam 接触式プローブ

NanoRam 付属品: 外径 0.5 インチ、長さ 150 mm (5.9 インチ) - NanoRam 用ラマン接触式プローブ付属品。頑丈な 316 ステンレス製シャフト。



BWT-
840001154

HHラマンシリーズのためのショルダーバッグ

TacticIDシリーズのためのショルダーバッグ。頑丈な使用と耐摩耗性を想定してデザインされた1000Dのヘビーデューティーな生地、複数のタクティカルポーチと仕切りで構成されています。全てのTacticID製品ならびにNanoRam製品に対応しています。運搬目的のみにご使用いただけます。

TID-SBG

