



TacticID 1064 携帯型ラマンスペクトロメーター

BWT-840000920

TacticID[®]-1064 は、セキュリティスタッフや緊急サービス人員による迅速かつ正確な非接触スクリーニングを可能とする、現場での使用に対応した携帯型ラマンスペクトロメーターです(捜査当局員、税関、国境警備隊、爆発物処理班など)。TacticID-1064は、実績のあるラマン分光法を使用しており、不明な化学薬品、麻薬、医薬品、爆発物およびその他の様々な物質を1分以内というリアルタイムでの識別を可能にしています。これによって、操作時の不確実性が低減され、反応時間が大幅に短縮されます。TacticID-1064では、1064 nmの波長を活用することで蛍光発光を防止しているため、困難な路上サンプルの取り扱いでさえも可能としています。

納品範囲 BWT-840000920

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

BWT-
840000295

直径15 mmの液体用バイアル

ホウケイ酸ガラス製バイアル (直径15 mm) 6個を含むパッケージ、専用バッグを含む。



1 PCS

BWT-
840000329

15 mmバイアル用バッグ

15 mmバイアル用バッグ。



1 PCS

BWT-
840000344

バイアルホルダー用アダプター

バイアルホルダー用アダプター、直径 15 mm のバイアルと互換性あり。



1 PCS

BWT-
840000348

ポリスチレン製検証キャップ

ASTM規格に準じたポリスチレン内蔵のポリスチレン製検証キャップ。



1 PCS

BWT-
840000414

18 V 電源アダプター

18 VDC、1.67 Aの電源アダプター。アメリカ合衆国、EU、イギリス、およびオーストラリア向けのプラグは納品内容に含まれています。

TID-PWA



1 PCS

BWT-
840000419

TacticID 用のスタイラス/ボールペン

タッチスクリーン用スタイラス/ボールペンの組み合わせ (5個入りパッケージ)。

TID-STY



1 PCS

BWT-
840000858

USBケーブル

Type A USB 2.0までのマイクロUSBポートに適合するUSBケーブル。



1 PCS

BWT-
840000948

USB OTG ホストケーブル

USBスティックおよびハンドシステム間のデータ転送のための USB OTG ホストケーブル。



1 PCS

BWT-
840000345


ハンドヘルドラマン・ボトルアダプター

ハンドヘルドラマン付属品:ボトルアダプター

NR2-BSA



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
BWT- 840000294	充電ステーション	
	リチウムイオン電池の充電ステーション (NR-BAT および TID-BAT の充電専用)。	
BWT- 840000353	シャフト用保護キャップ	
	ラマンハンドヘルド装置のためのシャフト用保護キャップ、10個入りパッケージ。	
BWT- 840000361	レーザー出力用ハンドヘルド測定装置	
	レーザー出力測定装置、ロッド仕様、校正済み。範囲: 5マイクロワット~1ワット。レーザー出力測定装置のOQ/PQならびに年次認証の際の使用。	

BWT-
840000498

使い捨て電池のカートリッジ

タイプ 123A (Surefire など) の使い捨て電池6個との使用のための
TaticID 電池カートリッジ。電池なし。



BWT-
840000969

ハンドヘルドラマン 1064 液浸プローブ

ハンドヘルドラマンスペクトロメーター 1064 付属品: 接触式液浸ブ
ローブ、長さ 6"、作動距離約 1 mm、環境温度における作動圧力 2
bar まで。



NRX-CTP-IMP

BWT-
840000970

大きいボトル用ハンドヘルドラマン・アダプター (1064)

携帯型ラマンスペクトロメーター1064付属品:作動距離10 mmの大き
いボトル用アダプター。

NRX-BSA



BWT-
840000428

WLAN ルー ター

バッテリー稼働の携帯型 WLAN ルーター、3G/4G接続。



BWT-
840000949

ラージスポットアダプター

ラージスポットサンプリングアダプターは、Metrohm のハンドヘルド ラマンシステム用に設計されており、スポットサイズを大きくし、サンプリング深度を深くすることで、特に敏感なサンプルや色の濃いサンプルのサンプル燃焼のリスクを最小限に押さえます。さらにこのアダプターは、シースルーソフトウェアと互換性のある装置で使用する場合、シースルー機能をサポートします。



TID-STA

BWT-
840001154

HHラマンシリーズのためのショルダーバッグ

TacticIDシリーズのためのショルダーバッグ。頑丈な使用と耐摩耗性を想定してデザインされた1000Dのヘビーデューティーな生地、複数のタクティカルポーチと仕切りで構成されています。全てのTacticID製品ならびにNanoRam製品に対応しています。運搬目的のみにご使用いただけます。



TID-SBG
