



TacticID-GP Plus ラマン・ハンドヘルドスペクトロメーター

BWT-840000972

TacticID-GP Plus は、迅速かつ非破壊の化学的同定を行う、現場での使用のための携帯型ラマンスペクトロメーターです。これで、応答時間と作業における不確実性が改善されます。直観的なワークフローおよびタッチスクリーンのおかげで、不透明および透明なパッケージ越しにサンプルの非破壊分析を行うことができます。保安係員、救急隊員（捜査当局など）、税関、国境警備隊、ならびに爆弾処理隊、危険物処理隊などのユーザーには、リスクレベルが明確に表示されるので、サンプルとの最小限の接触でも迅速な反応が可能です。TacticID-GP Plus は実証済みのラマン分光法を起用しており、ユーザーは、リスクレベル、およびGHS と NFPA704 に準じた安全に関する注意事項の分かりやすい表示とともにリアルタイムの同定ができるようになります。

納品範囲 BWT-840000972

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

BWT-
840000294

充電ステーション

リチウムイオン電池の充電ステーション (NR-BAT および TID-BAT の充電専用)。



1 PCS

BWT-
840000295

直径15 mmの液体用バイアル

ホウケイ酸ガラス製バイアル (直径15 mm) 6個を含むパッケージ、専用バッグを含む。




2 PCS

BWT-
840000403

再充電可能なリチウムイオンバッテリー 10.8 V

再充電可能なリチウムイオンバッテリー: TacticID-N Plus、TacticID Mobile、NanoRam-1064 に対応。

TID-BAT



1 PCS

BWT-
840000406

TacticID バイアルホルダー用アダプター

TacticID バイアルホルダー用アダプター、直径 15 mm のバイアルと互換性あり。



1 PCS

BWT-
840000414

18 V 電源アダプター

18 VDC、1.67 Aの電源アダプター。アメリカ合衆国、EU、イギリス、およびオーストラリア向けのプラグは納品内容に含まれています。

TID-PWA



1 PCS

BWT-
840000416

TacticID ポイントアンドシュートアダプター

TacticID ポイントアンドシュートアダプター。



1 PCS

BWT-
840000417

TacticID 検証キャップ

ASTM規格に準じたポリスチレン内蔵の TacticID 検証キャップ。TacticID-N Plus および TacticID-GP Plus を用いた使用のため。



1 PCS

BWT-
840000418

TacticID-GP シャフト保護キャップ (黄)

TacticID-GP および TacticID-GP Plus シャフト保護キャップ (黄)

TID-CAP-GP



1 PCS

BWT-
840000422

TacticID キャリングケース

硬質プラスチック製の頑丈な TacticID キャリングケース。



1 PCS

BWT-
840000491

TacticID 直角アダプター

TacticID 直角アダプター。



1 PCS

BWT-
840000498

使い捨て電池のカートリッジ

タイプ 123A (Surefire など) の使い捨て電池6個との使用のための TacticID 電池カートリッジ。電池なし。



1 PCS

BWT-
840000858

USBケーブル

Type A USB 2.0までのマイクロUSBポートに適合するUSBケーブル。



1 PCS

BWT-
840000948

USB OTG ホストケーブル

USBスティックおよびハンドシステム間のデータ転送のための USB
OTG ホストケーブル。



1 PCS

BWT-
840000974

ラマンスペクトル完全ライブラリ (TacticID Plus)

一般に流通している化学物質、麻酔薬、溶媒、および合成物質の
10000以上のスペクトルを含む TacticID Plus のためのラマンスペクトル
完全ライブラリ。NFPA704 および GHS の安全に関する注意事項を
含む。



1 PCS

BWT-
840000975

一般に流通する化学物質、麻酔薬、爆薬、溶媒、お
よび合成物質のラマンスペクトルライブラリ
(TacticID Plus)

一般に流通している化学物質、麻酔薬、爆薬、溶媒、および合成物質の
1200以上のスペクトルを含む TacticID Plus のためのラマンスペクトル
ライブラリ。NFPA704 および GHS の安全に関する注意事項を含む。
輸出管理規制の対象となっていることがあります。



1 PCS

BWT-
840000981

TacticID Plusソフトウェア



1 PCS

BWT-
840000419


TacticID 用のスタイラス/ボールペン

タッチスクリーン用スタイラス/ボールペンの組み合わせ (5個入りパッケージ)。

TID-STY



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
BWT- 840000329	15 mmバイアル用バッグ 15 mmバイアル用バッグ。	
BWT- 840000353	シャフト用保護キャップ ラマンハンドヘルド装置のためのシャフト用保護キャップ、10個入りパッケージ。	
BWT- 840000361	レーザー出力用ハンドヘルド測定装置 レーザー出力測定装置、ロッド仕様、校正済み。範囲: 5マイクロワット~1ワット。レーザー出力測定装置のOQ/PQならびに年次認証の際の使用。	

BWT-
840000428

WLAN ルーター

バッテリー稼働の携帯型 WLAN ルーター、3G/4G接続。



BWT-
840000912

ハンドヘルドラマン装置用の O リング交換キット

ハンドヘルドラマン O リング交換キット - (シャフトのみ)。

キットに含まれるもの: O リング#1 ID 9.00 mm x15、O リング#2 ID 10.00 mm x15 (TacticID-N Plus、TacticID Mobile、NanoRam-1064)。

TID-ORK



BWT-
840000524

TacPac™アダプター


TacPac™-P SERS基板との使用のためのSERS分析アダプター。



BWT-
840000669

TacticID カーチャージャー

TacticID-N Plus 用カーチャージャー。



BWT-
840000976

一般に流通する化学物質、麻酔薬、溶媒、および合成物質のラマンスペクトルライブラリ (TacticID Plus)

一般に流通している化学物質、麻酔薬、溶媒、および合成物質の1180以上のスペクトルを含む TacticID Plus のためのラマンスペクトルライブラリ。NFPA704 および GHS の安全に関する注意事項を含む。



BWT-
840000977

爆薬のラマンスペクトルライブラリ (TacticID Plus)

180以上のスペクトルを含む TacticID Plus のための爆薬のラマンスペクトルライブラリ。NFPA704 および GHS の安全に関する注意事項を含む。

注意: この商品は、一部の地域では輸出管理規制の対象となっています。



BWT-
840000978

宝石のラマンスペクトルライブラリ (TacticID Plus)

467 のスペクトルを含む TacticID Plus のための宝石のラマンスペクトルライブラリ。



BWT-
840000979

化学兵器のラマンスペクトルライブラリ (TacticID Plus)

TacticID Plus のための化学兵器のラマンスペクトルライブラリ。NFPA704 および GHS の安全に関する注意事項を含む。注意: この商品は、一部の地域では輸出管理規制の対象となっています。



BWT-
840000603

TacticIDアダプター専用バッグ

TacticID (785 nm) アダプターバッグ



BWT-
840001124

TacPac サンプル前処理キット (25個入り)



BWT-
840001125

TacPac サンプル前処理キット (50個入り)

