



TacticID N Plus 携帯型ラマンスペクトロメーター


BWT-840000994

TacticID[®]-N Plus は、捜査当局員による麻薬、調合ドラッグ、カッティング物質およびそれらの前駆体の非接触法医学的分析用に設計された、現場での使用を可能とする携帯型ラマンスペクトロメーターです。

直感的なワークフローとタッチスクリーンを備えており、不透明および透明な梱包を通した非破壊的なサンプル分析を可能としています。セキュリティスタッフ、(捜査当局等の) 緊急業務人員、税関、国境警備隊、爆発物処理班、危険物処理班による、サンプルとの接触を最小限に抑えた迅速な作業を可能とし、サンプルの脅威レベルをはっきりと表示します。TacticID-N Plus ではラボ環境でその実力を実証したラマン分光法が使用されており、サンプルの完全性または証拠保全という面で妥協することなくリアルタイムで違法物質を識別することができます。

さらに、常に最新の識別能力を維持して新しい麻薬にも対応できるよう、TacticID-N Plus ユーザーは定期的にライブラリを更新することができます。

納品範囲 BWT-840000994

Qt.	Order no.	説明	
1 PCS	BWT-840000295	直径15 mmの液体用バイアル	
		ホウケイ酸ガラス製バイアル (直径15 mm) 6個を含むパッケージ、専用バッグを含む。	
1 PCS	BWT-840000403	再充電可能なリチウムイオンバッテリー 10.8 V	
		再充電可能なリチウムイオンバッテリー: TacticID-N Plus、TacticID Mobile、NanoRam-1064 に対応。	
		TID-BAT	
1 PCS	BWT-840000406	TacticID バイアルホルダー用アダプター	
		TacticID バイアルホルダー用アダプター、直径 15 mm のバイアルと互換性あり。	
1 PCS	BWT-840000414	18 V 電源アダプター	
		18 VDC、1.67 Aの電源アダプター。アメリカ合衆国、EU、イギリス、およびオーストラリア向けのプラグは納品内容に含まれています。	
		TID-PWA	

1 PCS

BWT-
840000416

TacticID ポイントアンドシュートアダプター

TacticID ポイントアンドシュートアダプター。



1 PCS

BWT-
840000417

TacticID 検証キャップ

ASTM規格に準じたポリスチレン内蔵の TacticID 検証キャップ。
TacticID-N Plus および TacticID-GP Plus を用いた使用のため。



1 PCS

BWT-
840000419

TacticID 用のスタイラス/ボールペン

タッチスクリーン用スタイラス/ボールペンの組み合わせ (5個入りパッケージ)。

TID-STY



1 PCS

BWT-
840000422

TacticID キャリングケース

硬質プラスチック製の頑丈な TacticID キャリングケース。



1 PCS BWT- TacticID-N シャフト保護キャップ (黒)
840000429

TacticID-N および TacticID-N Plus シャフト保護キャップ (黒)

TID-CAP-N



1 PCS BWT- USBケーブル
840000858

Type A USB 2.0までのマイクロUSBポートに適合するUSBケーブル。



1 PCS BWT- USB OTG ホストケーブル
840000948

USBスティックおよびハンドシステム間のデータ転送のための USB
OTG ホストケーブル。



1 PCS BWT- TacticID Plusソフトウェア
840000981



TacticID N Plus 違法物質ライブラリには、薬物、TIC、TIM、前駆物質、一般化学薬品が含まれています。



TAP-KIT-T は、測定困難なサンプルのラマン信号増幅と蛍光低減のために TacticID-N Plus を使用するための SERS 分析キットです。このキットには、黒色パウチ、ピンセット、SERS 分析アダプターおよび 25 SERS 物質が含まれています。

B&W Tek 製のラマンハンドヘルドスペクトロメーターと共に使用するための SERS 分析キット。測定困難なサンプルのラマン信号増幅および蛍光低減用。785 nm レーザー励起での使用に。付属品: ピンセット、TacPac アダプター、SERS ストリップ 25 個。

TAP-KIT-T




NanoRam-1064、TacticID-N Plus、TacticID Mobile 対応のハンドヘルドラマンアダプター用ポーチ。

NR2-PCH-ADPT



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
BWT- 840000294	充電ステーション リチウムイオン電池の充電ステーション (NR-BAT および TID-BAT の充電専用)。	
BWT- 840000329	15 mmバイアル用バッグ 15 mmバイアル用バッグ。	
BWT- 840000353	シャフト用保護キャップ ラマンハンドヘルド装置のためのシャフト用保護キャップ、10個入りパッケージ。	

BWT-
840000361

レーザー出力用ハンドヘルド測定装置

レーザー出力測定装置、ロッド仕様、校正済み。範囲: 5マイクロワット~1ワット。レーザー出力測定装置のOQ/PQならびに年次認証の際の使用。



BWT-
840000912

ハンドヘルドラマン装置用の O リング交換キット

ハンドヘルドラマン O リング交換キット -(シャフトのみ)。

キットに含まれるもの: O リング#1 ID 9.00 mm x15、O リング#2 ID 10.00 mm x15 (TacticID-N Plus、TacticID Mobile、NanoRam-1064)。

TID-ORK



BWT-
840000491

TacticID 直角アダプター

TacticID 直角アダプター。



BWT-
840000498

使い捨て電池のカートリッジ

タイプ 123A (Surefire など) の使い捨て電池6個との使用のための TacticID 電池カートリッジ。電池なし。



BWT-
840000524

TacPac™アダプター

TacPac™-P SERS基板との使用のためのSERS分析アダプター。



BWT-
840000603

TacticIDアダプター専用バッグ


TacticID (785 nm) アダプターバッグ



BWT-
840000669

TacticID カーチャージャー

TacticID-N Plus 用カーチャージャー。



BWT-
840000976

一般に流通する化学物質、麻酔薬、溶媒、および合成物質のラマンスペクトルライブラリ (TacticID Plus)

一般に流通している化学物質、麻酔薬、溶媒、および合成物質の1180以上のスペクトルを含む TacticID Plus のためのラマンスペクトルライブラリ。NFPA704 および GHS の安全に関する注意事項を含む。



BWT-
840001124

TacPac サンプル前処理キット (25個入り)



BWT-
840001125

TacPac サンプル前処理キット (50個入り)



607506480

SERS Discovery Kit

金および銀の P-SERS ストリップと金コロイド、銀コロイドを含む
SERS 分析用入門キットです。

