

# 532nm ラマンプローブのためのハステロイ製 液浸シャフト

BWT-840001204

RIS100-HS-532-08: BAC102/BAC100B ラマンプローブのためのハステロイ製液浸シャフト、励起波長 532 nm。外径 0.5" (12.7 mm) x 長さ 8" (203.2 mm) のハステロイ製 C-276 シャフトおよび金封止のサファイアボールレンズが特長。作動距離は空中では 0.4 mm、水中では 0.6 mm。シャフト操作温度は摂氏 250 度まで、圧力は 4000psi まで。シャフトは B&W Tek ラマンプローブと一緒に購入しなければなりません。

RIS100-HS-532-08