



TacticID Mobile Flex

BWT-840001336

TacticID Mobile Flex パッケージによって、ユーザーのニーズに合わせた TacticID Mobile のカスタマイズが可能になります。Flex パッケージには、TacticID Mobile の操作に必要な基本コンポーネント (Smart Tipを除く) が含まれています。操作には少なくとも 1 つの Smart Tip が必要となります。

TacticID Mobile Flex パッケージには、ポリスチレン製検証キャップ、タイプ C to タイプ A USB ケーブル、10.8 V 充電式リチウムイオンバッテリー、変換プラグ付き TacticID Mobile 電源アダプターが含まれています。

納品範囲 BWT-840001336

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

BWT-
840000348

ポリスチレン製検証キャップ

ASTM規格に準じたポリスチレン内蔵のポリスチレン製検証キャップ。




1 PCS

BWT-
840000403

再充電可能なリチウムイオンバッテリー 10.8 V

再充電可能なリチウムイオンバッテリー: TacticID-N Plus、TacticID Mobile、NanoRam-1064 に対応。

TID-BAT



1 PCS

BWT-
840001252

TacticID Mobile Illicit and General Chemicals Library

TacticID Mobile 違法物質ライブラリには、薬物、TIC、TIM、前駆物質、一般化学薬品が含まれています。




1 PCS

BWT-
840001191

Type-C to Type-AのUSBケーブル

Type-C to Type-AのUSBケーブル。TacticID Mobileと互換性があります

HHX-USB




1 PCS

BWT-
840001192

国際規格プラグを備えたTacticID Mobile電源プラグ

電源アダプター 15V 3.6A DC。米国、欧州、英国、オーストラリア用のプラグを含む。TacticID Mobileと互換性があります

HHX-PWA



オプションアクセサリ

Order no.	説明
BWT-840000342	ライトアングルアダプター ハンドヘルド型ラマン装置を使ったハンズフリー測定のためのライトアングルアダプター。NanoRam-1064 および TacticID Mobile に対応しています。 
BWT-840000343	ポイントアンドシュートアダプター ハンドヘルドラマン装置用のアタッチメントレンズ。NanoRam-1064 および TacticID Mobile と互換性があります。 
BWT-840000344	バイアルホルダー用アダプター バイアルホルダー用アダプター、直径 15 mm のバイアルと互換性あり。 

BWT-
840000345

ハンドヘルドラマン・ボトルアダプター

ハンドヘルドラマン付属品:ボトルアダプター


NR2-BSA



BWT-
840000353

シャフト用保護キャップ

ラマンハンドヘルド装置のためのシャフト用保護キャップ、10個入りパッケージ。



BWT-
840000354

アダプター用ポーチ (NR2-PCH-ADPT)

NanoRam-1064、TacticID-N Plus、TacticID Mobile 対応のハンドヘルドラマンアダプター用ポーチ。

NR2-PCH-ADPT



BWT-
840000419

TacticID 用のスタイラス/ボールペン

タッチスクリーン用スタイラス/ボールペンの組み合わせ (5個入りパッケージ)。

TID-STY



BWT-
840000428

WLAN ルーター

バッテリー稼働の携帯型 WLAN ルーター、3G/4G接続。



BWT-
840000912

ハンドヘルドラマン装置用の O リング交換キット

ハンドヘルドラマン O リング交換キット - (シャフトのみ)。

キットに含まれるもの: O リング#1 ID 9.00 mm x15、O リング#2 ID 10.00 mm x15 (TacticID-N Plus、TacticID Mobile、NanoRam-1064)。

TID-ORK



BWT-
840000949

ラージスポットアダプター

ラージスポットサンプリングアダプターは、Metrohm のハンドヘルドラマンシステム用に設計されており、スポットサイズを大きくし、サンプリング深度を深くすることで、特に敏感なサンプルや色の濃いサンプルのサンプル燃焼のリスクを最小限に押さえます。さらにこのアダプターは、シースルーソフトウェアと互換性のある装置で使用する場合、シースルー機能をサポートします。

TID-STA



BWT-
840000969

ハンドヘルドラマン 1064 液浸プローブ

ハンドヘルドラマンスペクトロメーター 1064 付属品: 接触式液浸プローブ、長さ 6"、作動距離約 1 mm、環境温度における作動圧力 2 bar まで。

NRX-CTP-IMP



BWT-
840000970

大きいボトル用ハンドヘルドラマン・アダプター (1064)

携帯型ラマンスペクトロメーター1064付属品:作動距離10 mmの大きいボトル用アダプター。

NRX-BSA



BWT-
840001154

HHラマンシリーズのためのショルダーバッグ

TacticIDシリーズのためのショルダーバッグ。頑丈な使用と耐摩耗性を想定してデザインされた1000Dのヘビーデューティーな生地、複数のタクティカルポーチと仕切りで構成されています。全てのTacticID製品ならびにNanoRam製品に対応しています。運搬目的のみにご使用いただけます。

TID-SBG



BWT-
840001252

TacticID Mobile Illicit and General Chemicals Library

TacticID Mobile 違法物質ライブラリには、薬物、TIC、TIM、前駆物質、一般化学薬品が含まれています。



BWT-
840001266

TacticID Mobile Comprehensive ラマンライブラリ

TacticID Mobile Metrohm Comprehensive ラマンライブラリは、29'000 件以上もの化学薬品、鉱物、有機化合物、溶媒、ポリマー、染料および顔料、TIC、TIM、無機化合物および有機金属系、パーソナルケア製品、違法物質のスペクトルのエントリをカバーしています。

TDL-XM-MCRL




BWT-
840001194

TacticID Mobile パワーバンク

TacticID Mobile用のパワーバンク (バッテリーパック)。TacticID Mobileユニット、ならびに充電用TacticID Mobile電源アダプターと互換性があります。

HHX-PWB




BWT-
840001223

TacticID Mobile 用 USB-C カーチャージャー

TacticID Mobile のための USB-C カーチャージャー。車内で迅速に充電するための専用の USB-C ケーブルを含みます。

モデル HHX-CCA




BWT-
840001193

TacticID Mobile製品ハンドブックを含むUSBドライブ

TacticID Mobile製品ハンドブックを含むUSBドライブ; USB Type-AコネクタおよびUSB Type-Cコネクタの両方を含んでおり、OTG 機能にも使用できます。

HHX-USB-OTG



BWT-
840001184

TacticID Mobileのための1000を超える化合物を含むラマンスペクトルライブラリ

一般的な化学薬品、麻薬、溶媒、およびプラスチックの1000を超えるスペクトルを含むラマンスペクトルライブラリ。NFPA704ならびにGHS安全情報を含みます。TacticID Mobileを伴う使用向け。

TDL-XM-CNRP



BWT-
840001323

TacticID Mobile 鉱物ライブラリ

Metrohm 鉱物ライブラリ、TacticID Mobile 用。



BWT-
840001226

TacticID Mobile 爆発物ライブラリ

TacticID Mobile 用の爆発物ライブラリ。



BWT-
840001190

TacticID Mobile CWA ライブラリ

化学兵器 (CWA) ライブラリ、TacticID Mobile 用。



BWT-
840001294

TacticID Mobile MCRL - 有機物 & 有機金属

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 無機物および有機金属、
TacticID Mobile 用。



BWT-
840001302

TacticID Mobile MCRL - パーソナルケア製品

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) パーソナルケア製品、TacticID Mobile 用。



BWT-
840001306

TacticID Mobile MCRL - ポリマーおよびポリマー添加剤

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) ポリマーおよびポリマー添加剤、TacticID Mobile 用。



BWT-
840001310

TacticID Mobile MCRL - 染料、顔料、着色剤

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 染料、顔料、着色剤、TacticID Mobile 用。



BWT-
840001298

TacticID Mobile MCRL - 有機物

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 有機物、TacticID Mobile 用。



BWT-
840001319

TacticID Mobile MCRL 有機物 - ハロゲン化合物

Metrohm Comprehensive ラマンライブラリ (MCRL) 有機物 -
TacticID Mobile 用ハロゲン化合物。



BWT-
840001320

TacticID Mobile MCRL 有機物 - 窒素含有基

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 有機物 - 窒素含有基、
TacticID Mobile 用。



BWT-
840001321

TacticID Mobile MCRL 有機物 - 酸素含有基

Metrohm Comprehensive ラマンライブラリ (MCRL) 有機物 -
TacticID Mobile 用酸素含有基。



BWT-
840001322

TacticID Mobile MCRL 有機物 - 硫黄含有基

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 有機物 - 硫黄含有基、
TacticID Mobile 用。



66079320

TacticID Mobile MCRL - 農薬

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 農薬、TacticID Mobile 用。



66079330

TacticID Mobile MCRL - 生化学

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 生化学、TacticID Mobile 用。



66079340

TacticID Mobile MCRL - API

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 医薬品有効成分 (API)、TacticID Mobile 用。

