



非水用自動滴定システム

MATi 03

59検体までの連続測定向けに薬学的作用物質などの非水用自動滴定システム。このシステムの特長は、有機溶媒に対して特に耐性が高いことです。本機は、実績と高機能を誇るOMNISソフトウェアで制御され、ご要望に応じてFDA準拠のバージョンも提供します。

納品範囲 MATi 03

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.9921.223	854 iConnect / 3 m

854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブルと測定アンプ。このバージョンは 3 m のケーブルを備え、自動化されたシステムでの使用が想定されています。



1 PCS

2.786.0040

786 Swing Head



2 PCS

2.800.0010

800 Dosino

800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 150 cm）。



1 PCS

2.802.0020

サンプルチェンジャー用 802 Stirrer

サンプルチェンジャーおよび Sample Processor 用ロッドスターラ。

6.1909.020 プロベラスターラ 104 mm と固定取付けされたケーブル付き。



検体数が多量なルーチンサンプルの連続自動処理、複雑なサンプル前処理、並行作業のためのワークステーション1つが付いたロボテックUSBサンプルプロセッサXL。LQH（リキッドハンドリング）作業のため、ポンプを2つまで(ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ)、ドージングデバイスを3つまで接続することができます。

様々な用途に対応するため、サンプルラック、スターラー、滴定ヘッド、スイングアーム、Swing Head、サンプル容器はアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。

制御はTouch Controlにより「スタンドアローン」で動作します。PC制御には以下のソフトウェア製品を選択することができます: 滴定ソフトウェアtiamo™、クロマトグラフィーソフトウェアMagIC Net、ボルトンメトリーソフトウェアviva、またはOMNIS。



Dosino-ドージングシステムを用いた用途のための測定インターフェースを備えた電位差滴定のためのハイエンド滴定装置。

- タイプ800 Dosinoのドージングシステムが4つまで
- 変動滴下量当量点滴定 (DET)、等量滴下当量点滴定 (MET)、終点滴定 (SET)
- イオン選択性電極を用いた測定 (MEAS CONC)
- モニタリング、LQHを備えたドージング機能
- 追加スターラーまたはドージングシステムのための4つのMSBコネクタ
- インテリジェント電極「iTrode」
- USB コネクタ
- OMNISソフトウェア、*tiamo*ソフトウェアもしくはTouch Controlを適用
- GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています (必要な場合)



あらゆる酸/塩基の非水滴定のためのセンサーデータのメモリーチップが内蔵されたインテリジェントな複合pH 電極。
ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、フレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムにより、この電極は汚れの酷いサンプルにも適しています。電極は、非水性参照内部液（塩化リチウムまたはTEABr）と共に用いることができます。適切な参照内部液にて保管します。
iTrodeはTitrand、Ti-Touch、または913/914 メーターにて使用することが可能です。



1 PCS	6.1459.300	プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、 250 個
プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サ ンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、 6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個		



1 PCS	6.1462.060	Robotic arm with holder for titration head, left swinging
-------	------------	--



1 PCS	6.1608.023	Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45
-------	------------	--------------------------------------



1 PCS	6.1608.070	Eluent bottle / 2 L / GL 45
-------	------------	-----------------------------



2 PCS 6.1805.030 FEP tubing / M6 / 150 cm



1 PCS 6.1826.160 Viton pump tubing



1 PCS 6.1909.050 Stirring propeller / 102 mm



1 PCS 6.2041.850 サンプルラック、59 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

59 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL)



1 PCS

6.2711.070

Drip pan for 789/815/855



1 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語



Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に2つのOMNIS装置ライセンスが含まれています
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.06003.010 OMNIS スタンドアローンライセンス

Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。



6.06004.010 ソフトウェアライセンス コンプライアンス/レギュレーション スタンドアロン

ソフトウェアスタンドアローンライセンスとの関連におけるコンプライアンス機能性の使用のためのソフトウェアライセンス。

