



797 VA Computrace for trace analysis

MVA-01

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

2.800.0010	800 Dosino
------------	------------

800 Dosino 高性能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。



2.843.0040 843 VA Membrane Pump Station コンパクトVAシステム

843ダイヤフラムポンプステーションには、リモート信号を介して797 VAコンピュータレースによって直接制御できる内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備されています。このポンプは、797 VAコンピュータレースを接続した一部自動および完全自動のVAおよびCVSシステムの測定容器の洗浄および排出を自動で行います。電圧電流法のバージョンでは、測定容器の自動洗浄および自動排出のための付属品が完全装備されています。



2.843.0140 843 VA Peristaltic Pump Station for Compact VA systems




2.846.0010 846 Dosing Interface

ドージングおよびLQH作業のために、最高4つまで800 Dosino または 805 Dosimatが接続できるUSB接続可能な制御ユニット。操作には Touch Control、またはOMNISソフトウェア、tiamo™、MagIC Net、viva、あるいは797 VA Computraceがインストールされたパソコンとの接続が必要です。



6.2055.100 Bottle holder, double



807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

