



# 797 VA Computrace 自動標準添加法トレース分析

MVA-02

MVA-02は、ボルタンメトリートレース分析および教育向けとして、操作が簡単で一部自動化された分析システムです。例えばサンプルチェンジャー無しでも重金属などのサンプルが容易に測定することができます。このシステムは、標準液および支持電解質を自動添加するための2つの800 ドジーノ電動ビュレットを備えた797 VA コンピュートレースで構成されています。このシステムは、測定スペース全体を組み立てるための多数の付属品と共に納品され、それにはVAコンピュートレースソフトウェアおよび電極（マルチモード電極プロ（Multi-Mode-Electrode, MME pro）、Ag/AgCl参照電極、白金補助電極）が含まれています。

納品範囲 MVA-02

| Qt. | Order no. | 説明 |
|-----|-----------|----|
|-----|-----------|----|

2 PCS

2.800.0010

800 Dosino

800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。



1 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.090

Bottle / 250 mL / GL 45



2 PCS

6.1618.060

Thread adapter GL 45 to GL 45



1 PCS

6.1805.020

FEP tubing / M6 / 52 cm



---

1 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



---

1 PCS

6.1819.010

PTFE tube



---

1 PCS

6.2055.100

Bottle holder, double



1 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



---

1 PCS


6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



## オプションアクセサリ

| Order no.  | 説明                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.843.0040 | 843 VA Membrane Pump Station コンパクトVAシステム                                                                                                                                                                    |  |
|            | 843ダイヤフラムポンプステーションには、リモート信号を介して797 VAコンピュートレースによって直接制御できる内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備されています。このポンプは、797 VAコンピュートレースを接続した一部自動および完全自動のVAおよびCVSシステムの測定容器の洗浄および排出を自動で行います。電圧電流法のバージョンでは、測定容器の自動洗浄および自動排出のための付属品が完全装備されています。 |                                                                                     |
| 2.846.0010 | 846 Dosing Interface                                                                                                                                                                                        |  |
|            | ドージングおよびLQH作業のために、最高4つまで800 Dosino または805 Dosimatが接続できるUSB接続可能な制御ユニット。操作にはTouch Control、またはOMNISソフトウェア、tiamo™、MagIC Net、viva、あるいは797 VA Computraceがインストールされたパソコンとの接続が必要です。                                  |                                                                                     |