



797 VA Computrace fully automated for CVS

MVA-13

納品範囲 MVA-13

Qt.	Order no.	説明
3 PCS	2.800.0010	800 Dosino

800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 150 cm）。



1 PCS

2.843.0040

843 VA Membrane Pump Station コンパクトVA
システム

843ダイヤフラムポンプステーションには、リモート信号を介して797 VAコンピュートレースによって直接制御できる内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備されています。このポンプは、797 VAコンピュートレースを接続した一部自動および完全自動のVAおよびCVSシステムの測定容器の洗浄および排出を自動で行います。電圧電流法のバージョンでは、測定容器の自動洗浄および自動排出のための付属品が完全装備されています。



2 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



2 PCS

6.1618.060

Thread adapter GL 45 to GL 45



1 PCS

6.1805.020

FEP tubing / M6 / 52 cm



1 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



3 PCS

6.1805.530

FEP tubing / M6 / 2 m



1 PCS

6.1819.010

PTFE tube



1 PCS

6.2055.100

Bottle holder, double



3 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS


6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.846.0010	846 Dosing Interface ドージングおよびLQH作業のために、最高4つまで800 Dosino または 805 Dosimatが接続できるUSB接続可能な制御ユニット。操作には Touch Control、またはOMNISソフトウェア、tiamo™、MagIC Net、viva、あるいは797 VA Computraceがインストールされたパソコンとの接続が必要です。 
6.1204.170	3 mm platinum electrode tip for CVS 
6.1204.190	1 mm platinum electrode tip for CVS 