




Voltage and pH measurement module

pX1000.S

納品範囲 pX1000.S

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	pX1000.LEMO. BAN	pX1000 V+/V- cables





1 PCS

pX1000.LEMO. pX1000 input cover
CVR



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1114.010	ステンレス製Pt1000温度センサー 固定式ケーブル (1.2 m) 付きPt1000温度センサー (クラス B)、ステンレス製ピンおよびPEEK製シャフト付き。このガラス不使用の温度センサーは、以下の物質での温度測定に適しています: ● 半固形物質 (例えばチーズ、食肉など) ● pH 1~13の非酸化性媒質
6.1110.100	Pt1000-温度センサー (取り付け長さ12.5 cm) ガラス製Pt1000-温度センサー (クラスB)。 このPt1000-温度センサーは、取り付け長さ17.8cmの製品番号6.1110.110でも入手可能です。
6.1110.120	CVS用Pt1000温度センサー (取り付け長さ9 cm) Professional-CVS装置用Pt1000温度センサー (クラス B)。
6.0228.000	Solitrode Pt1000付き (固定式ケーブル 1.2 m) Pt1000温度センサー内蔵の複合pH 電極および固定式ケーブル (1.2 m)。電極は、沈殿物、タンパク質、および硫化物を含まない溶液における日常的なpH測定に適しています。頑丈かつ耐破損性のPP製プラスチックシャフト、およびガラスメンブランのための衝撃保護により、機械的に非常に耐性の高い電極となっています。 参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$、保存液で保管。



6.1110.110 Pt1000 温度センサー (取り付け長さ 17.8 cm)

サンプルチェンジャー用ガラス製Pt1000温度センサー (クラス B)。



6.1110.010 909 UV Digester用Pt1000温度センサー

909 UV Digesterとの接続のための固定式ケーブル (0.5 m) 付きガラス製Pt1000温度センサー (クラス B)。

