





Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 个位置

2.0136.0610

Liquid Autosampler CIC (TEI) 用于借助 Combustion IC 实现液态样品的自动分析。其可以搭配 Boat Introduction 模块 (6.07311.010 或 6.07311.020) 和 Liquid Introduction 模块 (6.07311.040) 使用。

Scope of delivery 2.0136.0610

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.0136.0610	Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 个位置



1 PCS 6.7303.110 67303100 的隔垫, 100 个

用于与以下自动进样器上的 67303100 玻璃小管搭配使用: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。



1 PCS 6.7303.100 玻璃小管, 1.5 mL, 100 只

用于与以下自动进样器搭配使用: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。



1 PCS 6.07313.040 清洗/废液容器套件, 用于 Liquid Autosampler CIC (TEI)

清洗/废液容器套件, 用于 Liquid Autosampler CIC (TEI)。



1 PCS 6.07311.290 隔垫, 用于 Introduction 模块 (TEI)

隔垫, 用于 Introduction 模块 (TEI) 6.07311.010、6.07311.020、6.07311.030 和 6.07311.040 的注射端口。



1 PCS

6.07313.020 螺栓和套管，用于 Liquid Autosampler CIC (TEI)

1/16" 毛细管用螺栓和压力套管，用于将针和 Liquid Autosampler CIC (TEI) 的输送管连接。



1 PCS

6.07313.110 备用针，用于 CIC (TEI)

备用针 (TEI)，用于 Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) 的计量注射器或用于液态样品的手动注射进样。



1 PCS

6.07313.050 主小管套件，用于 Liquid Autosampler CIC (TEI)

主小管套件，用于 Liquid Autosampler CIC (TEI) 准备工作。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.07313.020	螺栓和套管，用于 Liquid Autosampler CIC (TEI) 1/16" 毛细管用螺栓和压力套管，用于将针和 Liquid Autosampler CIC (TEI) 的输送管连接。	
6.07313.100	注射器 100 µL 手动注射进样 (TEI) 计量注射器，用于借助三个 Introduction 模块（6.07311.010、6.07311.020 或 6.07311.030）中的一个对液态样品进行手动注射进样。	
6.07313.110	备用针，用于 CIC (TEI) 备用针 (TEI)，用于 Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) 的计量注射器或用于液态样品的手动注射进样。	
6.7302.120	石英棉，用于 6.7302.110，10 g 用于将样品稳定置于石英样品管（6.7302.110）中的石英棉。	