




GLS Sampler CIC (TEI)

2.0136.0630

GLS Sampler CIC (TEI) 用于借助 Combustion IC 对带有更高压力的液态气体或气体进行分析。其可以搭配 Combustion Oven (TEI) 用手动或自动 Liquid Introduction 模块使用。

Scope of delivery 2.0136.0630

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.0136.0630	GLS Sampler CIC (TEI)



1 PCS

6.07314.010 针，用于 GLS Sampler CIC (TEI)，pk=3

备用针，用于使用 GLS Sampler CIC (TEI) 完成样品进入注射。



1 PCS

6.07314.020 针两通，用于 GLS Sampler CIC (TEI)

两通用于将注射针和 GLS Sampler CIC (TEI) 的样品路径相连。



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.07314.010 针，用于 GLS Sampler CIC (TEI)， pk=3

备用针，用于使用 GLS Sampler CIC (TEI) 完成样品进入注射。



6.07314.020 针两通，用于 GLS Sampler CIC (TEI)

两通用于将注射针和 GLS Sampler CIC (TEI) 的样品路径相连。



6.07314.030 快速连接件，Swagelok，用于 GLS Sampler CIC (TEI)

快速连接件，用于 GLS Sampler CIC (TEI) 的样品筒。



6.07314.040 盖板，用于 GLS Sampler CIC (TEI)

GLS Sampler CIC (TEI) 用亚克力盖板，其可以与抽气装置相连。

