



OMNIS Titrator Food

2.1001.2220

OMNIS Titrator Food 提供了用于含水酸碱滴定的完整套件。套件包含：配有磁力搅拌器的 OMNIS Advanced Titrator、一个 20 mL 的计量管单元、一个用于含水酸碱滴定的 d-Ecotrode plus 电极以及 OMNIS 软件的独立许可证。

Scope of delivery 2.1001.2220

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.00201.300	dEcotrode Plus

用于 OMNIS 的数字、组合式 pH 电极。
该电极适用于酸/碱水溶液滴定。
固定套管式隔膜对污染不敏感。
参比电解质: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$, 储存在保存液中。
dTodes 可在 OMNIS Titratoren 上使用。



1 PCS 6.01600.010 OMNIS 试剂瓶适配器

适配器，用于将试剂瓶采用 3S 工艺连接至 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。



1 PCS 6.02100.010 数字测量模块

OMNIS 滴定仪或滴定模块的数字测量通道，用于连接数字电极
“dTrodes”。



1 PCS 6.02104.300 电极电缆，Q 型电极插头 / P 型插头，0.55 m

将 dTrobe（Q 型电极插头）连接到 OMNIS 数字测量模块上的电缆。



1 PCS 6.02107.000 网线 1m

网线（1m），用于将 OMNIS Sample Robot 或 OMNIS Titrator 连接到以太网路由、以太网交换机或本地网络



1 PCS 6.03001.220 OMNIS 20 mL 计量管单元

智能型计量管单元 20 mL，用于 OMNIS 滴定仪、滴定模块或 Dosing 模块。包括计量软管和防扩散滴管。



1 PCS 6.06000.000 OMNIS 软件数据储存介质

需要许可授权的计算机程序，用于控制复杂的 OMNIS 分析系统。

- 以样品为导向的操作过程，带有大量模板
- 图形方法编辑器，带大量模板
- 清晰明了且专业的样品列表
- 管理仪器设备、工作系统、传感器、溶液
- 对话框语言：德语、英语、中文



1 PCS 6.06003.010 OMNIS 单机版许可证

允许单机版 OMNIS 软件在一台 Windows™ 计算机上运行。

特性：

- 该许可证已含有一份 OMNIS 设备许可证。
- 须通过万通许可授权平台进行激活。



1 PCS 6.01601.000 多用途瓶盖

可重复使用的瓶盖，采用 3S 工艺，将试剂瓶连接至 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。



1 PCS

6.02005.000

OMNIS 电极座

用于 OMNIS 滴定系统的电极座。



1 PCS

6.06001.910

Advanced 高级版功能许可证

“Advanced”（高级版）功能许可证，用于一台 OMNIS Titrator

- Liquid Handling (LQH)
- MEAS U/T/pH
- MEAS CONC（直接测量和标准加入法）
- 校正 (Cal)
- 终点滴定，无平衡 (SET)
- 等体积滴定 (MET)
- 动态等当点滴定 (DET)
- 使用 OMNIS Titration Module 或 OMNIS Dosing Module 进行滴定
- 平行加液

OMNIS
THE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

1 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS 6.1608.020 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45
辅助溶液瓶



1 PCS 6.1903.020 搅拌子 / 16 毫米
带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度： 16 毫米



1 PCS 6.1903.030 搅拌棒 / 25 mm
带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS 6.2013.010 定位环
用于直径为 10 mm 的支架杆。





混合缓冲液, pH 4.00/7.00/9.00 (25°C), 装于单次使用的小袋中, 无色, 盒装, 每盒3 x 10 x 30 毫升



pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50 mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明



电极置放台用于存放 OMNIS 滴定系统处的电极。



用于 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module 的瓶固定件。



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.06001.160 带平衡 KFT 的功能许可证

OMNIS 滴定系统用带平衡容量式卡尔·费休滴定法的功能许可证。



6.05609.000 OMNIS 滴定仪用 KFT 配备

完整的附件组，用于容量式卡尔·费休滴定法。



6.05609.010 带 Polytron 的 OMNIS 滴定仪用 KFT 配备

完整的附件组，用于通过 Polytron 进行容量式卡尔·费休滴定法。

