



OMNIS Titrator Oil

2.1001.3220

OMNIS Titrator Oil 提供了用于石油化工产品所有常用分析方法的完整套件。套件包含：配有磁力和棒式搅拌器的 OMNIS Advanced Titrator、一个 20 mL 的计量管单元、一个用于非水酸碱滴定的 d-Solvotrode 电极以及 OMNIS 软件的独立许可证。

Scope of delivery 2.1001.3220

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1006.0020	棒式搅拌器滴定

棒式搅拌器，用于连接至 OMNIS 滴定仪（电缆长度为 1.1 米）。



1 PCS

6.00203.300

dSolvotrode

用于所有非水性酸/碱滴定的 OMNIS 数字组合式 pH 电极。玻璃膜针对导电性差的溶液进行了优化，并且由于灵活的磨口隔膜，该电极也适用于非常脏的样品。

此电极可与非水参比电解质（氯化锂或四乙基溴化铵）一起使用。

储存在相应的参比电解质中。

dTrodes 可在 OMNIS Titratoren 上使用。



1 PCS

6.01900.010

搅拌螺旋桨 30 mm ETFE

搅拌螺旋桨 30 mm，ETFE，高度可调，用于棒式搅拌仪“Titrator”（滴定仪）或棒式搅拌仪“Sample Robot”



1 PCS

6.02100.010

数字测量模块

OMNIS 滴定仪或滴定模块的数字测量通道，用于连接数字电极“dTrodes”。



1 PCS

6.02104.300

电极电缆，Q 型电极插头 / P 型插头，0.55 m

将 dTrode（Q 型电极插头）连接到 OMNIS 数字测量模块上的电缆。



1 PCS

6.02107.000 网线 1m

网线（1m），用于将 OMNIS Sample Robot 或 OMNIS Titrator 连接到以太网路由、以太网交换机或本地网络



1 PCS

6.03004.220 OMNIS 20 mL 特殊计量管单元

智能型计量管单元 20 mL，用于 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。该计量管单元专门推荐用于以下溶液：

- 水性碱溶液
- 滴定剂 5
- 硝酸银溶液
- 非水性碱溶液
- 高锰酸钾溶液
- EDTA 溶液

包括计量软管和防扩散滴管。



1 PCS

6.06000.000 OMNIS 软件数据储存介质

需要许可授权的计算机程序，用于控制复杂的 OMNIS 分析系统。

- 以样品为导向的操作过程，带有大量模板
- 图形方法编辑器，带大量模板
- 清晰明了且专业的样品列表
- 管理仪器设备、工作系统、传感器、溶液
- 对话框语言：德语、英语、中文

MNI
THE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

1 PCS 6.06003.010 OMNIS 单机版许可证

允许单机版 OMNIS 软件在一台 Windows™ 计算机上运行。

特性:

- 该许可证已含有一份 OMNIS 设备许可证。
- 须通过万通许可授权平台进行激活。



1 PCS 6.01600.010 OMNIS 试剂瓶适配器

适配器，用于将试剂瓶采用 3S 工艺连接至 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。



1 PCS 6.01601.000 多用途瓶盖

可重复使用的瓶盖，采用 3S 工艺，将试剂瓶连接至 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。



1 PCS 6.02005.000 OMNIS 电极座

用于 OMNIS 滴定系统的电极座。



“Advanced”（高级版）功能许可证，用于一台 OMNIS Titrator



- Liquid Handling (LQH)
- MEAS U/T/pH
- MEAS CONC（直接测量和标准加入法）
- 校正 (Cal)
- 终点滴定，无平衡 (SET)
- 等体积滴定 (MET)
- 动态等当点滴定 (DET)
- 使用 OMNIS Titration Module 或 OMNIS Dosing Module 进行滴定
- 平行加液

1 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS

6.1608.020

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

辅助溶液瓶



1 PCS

6.1903.020 搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度： 16 毫米



1 PCS

6.1903.030 搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2013.010 定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.050 支撑杆 / 300毫米



1 PCS

6.2320.000 TEABr, 0.4 mol/L, 溶解于乙二醇 (250 毫升)

电解液 TEABr (溴化四乙基铵, 溶解于乙二醇), $c(\text{TEABr}) = 0.4$ mol/L, 250毫升



1 PCS

6.02005.010 电极置放台

电极置放台用于存放 OMNIS 滴定系统处的电极。



1 PCS

6.02004.010 瓶固定件

用于 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module 的瓶固定件。



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.05609.010 带 Polytron 的 OMNIS 滴定仪用 KFT 配备

完整的附件组，用于通过 Polytron 进行容量式卡尔·费休滴定法。



6.05609.000 OMNIS 滴定仪用 KFT 配备

完整的附件组，用于容量式卡尔·费休滴定法。



6.06001.160 带平衡 KFT 的功能许可证

OMNIS 滴定系统用带平衡容量式卡尔·费休滴定法的功能许可证。

