



OMNIS 滴定仪 KF

2.1001.4220

OMNIS 滴定仪 KF 提供了容量式卡尔·费休滴定法用完整套件。该套件中包含了电位分析终点滴定用带磁力搅拌器的 OMNIS Basic Titrator、带平衡的功能许可证 KFT、OMNIS Solvent Module 和容量式卡尔·费休滴定法用完整附件。

由于使用了 3S 试剂瓶适配器和 OMNIS Solvent Module，故此可以无接触完成试剂处理，故此能够在样品添加之后进行自动滴定，并且具有良好的安全性，从而实现了良好的用户友好性，让您受益匪浅。

Scope of delivery 2.1001.4220

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.02101.011	模拟测量模块

OMNIS Titrator 或滴定模块的模拟测量通道，用于连接模拟电极。与 OMNIS Software 版本 2.18 或以上兼容。



智能型计量管单元 10 mL，用于 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。该计量管单元专门推荐用于以下溶液：

- 水性碱溶液
- 滴定剂 5
- 硝酸银溶液
- 非水性碱溶液
- 高锰酸钾溶液
- EDTA 溶液

包括计量软管和防扩散滴管。



完整的附件组，用于容量式卡尔·费休滴定法。



OMNIS 滴定系统用带平衡容量式卡尔·费休滴定法的功能许可证。



“Basic”（基础版）功能许可证，用于一台 OMNIS Titrator



- Liquid Handling (LQH)
- MEAS U/T/pH
- MEAS CONC（直接测量和标准加入法）
- 校正 (Cal)
- 终点滴定，无平衡 (SET)
- 使用 OMNIS Titration Module 或 OMNIS Dosing Module 进行滴定
- 平行加液

适配器，用于将试剂瓶采用 3S 工艺连接至 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。



可重复使用的瓶盖，采用 3S 工艺，将试剂瓶连接至 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。



电极置放台用于存放 OMNIS 滴定系统处的电极。



1 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.050

支撑杆 / 300毫米



1 PCS

6.02102.010

MDL 插头/插口电缆 0.5 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（0.5 m）



Optional accessories

Order no.	Description	
6.02711.000	刮样匙 适用于卡尔·费休法进行糊状物质的水份测定，例如：蜂蜜、化妆品、脂肪或各种乳制品。 刮样匙方便添加粘性样品。操作起来和其他铲子一样简单，并且有助于方便、快速和无损失地将膏剂添加到卡尔·费休滴定杯中。 为快速、完全地溶解粘性样品，我们另外建议使用匀浆器。 与滴定杯上部 6014050X0 匹配。	
6.02709.040	螺旋塞 滴定杯上部螺旋塞 6014050X0。	
6.2811.000	分子筛 分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。	
6.2811.010	分子筛（美国） 分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。 本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。	