



OMNIS Dosing Module, 不带搅拌器

2.1003.0010

用于与 OMNIS Titrator 滴定仪相连的加液模块，以扩展额外用于滴定/加液的滴定管。可以扩展磁力搅拌器和/或螺旋搅拌器，以作为单独的滴定台使用。可自由选择 5、10、20 或 50 mL 计量管单元。

Scope of delivery 2.1003.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.01600.010	OMNIS 试剂瓶适配器

适配器，用于将试剂瓶采用 3S 工艺连接至 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。



1 PCS

6.01601.000

多用途瓶盖

可重复使用的瓶盖，采用 3S 工艺，将试剂瓶连接至 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。



1 PCS

6.1608.020

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

辅助溶液瓶



1 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS

6.02004.010

瓶固定件

用于 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module 的瓶固定件。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.02102.010	MDL 插头/插口电缆 0.5 m 用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（0.5 m）	
6.02102.020	MDL 插头/插口电缆 1 m 用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（1 m）	
6.02102.030	MDL 插头/插口电缆 2 m 用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（2 m）	
6.02102.040	MDL 插头/插口电缆 5 m 用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（5 m）	

6.02102.050 MDL 插头/插口电缆 10 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（10 m）



6.03001.120 OMNIS 2mL 计量管单元

智能型计量管单元 2 mL，用于 OMNIS 滴定仪、滴定模块或 Dosing 模块。包括计量软管和防扩散滴管。



6.03001.150 OMNIS 5mL 计量管单元

智能型计量管单元 5 mL，用于 OMNIS 滴定仪、滴定模块或 Dosing 模块。包括计量软管和防扩散滴管。



6.03001.210 OMNIS 10 mL 计量管单元

智能型计量管单元 10 mL，用于 OMNIS 滴定仪、滴定模块或 Dosing 模块。包括计量软管和防扩散滴管。



6.03001.220 OMNIS 20 mL 计量管单元

智能型计量管单元 20 mL，用于 OMNIS 滴定仪、滴定模块或 Dosing 模块。包括计量软管和防扩散滴管。



6.03001.250 OMNIS 50 mL 计量管单元

智能型计量管单元 50 mL，用于 OMNIS 滴定仪、滴定模块或 Dosing 模块。包括计量软管和防扩散滴管。



6.01503.120 OMNIS 2 mL 计量管单元，无附件

智能型计量管单元 2 mL，用于 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。无计量软管和防扩散滴管。



6.01503.150 OMNIS 5 mL 计量管单元，无附件

智能型计量管单元 5 mL，用于 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。无计量软管和防扩散滴管。



6.01503.210 OMNIS 10 mL 计量管单元, 无附件

智能型计量管单元 10 mL, 用于 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。无计量软管和防扩散滴管。



6.01503.220 OMNIS 20 mL 计量管单元, 无附件

智能型计量管单元 20 mL, 用于 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。无计量软管和防扩散滴管。



6.01503.250 OMNIS 50 mL 计量管单元, 无附件

智能型计量管单元 50 mL, 用于 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。无计量软管和防扩散滴管。




6.02106.000 试剂瓶适配器延长线 0.55 m

延长线 (长 0.55 m), 用于将 OMNIS 试剂瓶适配器连接至 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。



6.02106.010 试剂瓶适配器延长线 2 m

延长线（长 2 m），用于将 OMNIS 试剂瓶适配器连接至 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。



6.05609.000 OMNIS 滴定仪用 KFT 配备

完整的附件组，用于容量式卡尔·费休滴定法。



6.05609.010 带 Polytron 的 OMNIS 滴定仪用 KFT 配备

完整的附件组，用于通过 Polytron 进行容量式卡尔·费休滴定法。

