



OMNIS Solvent Module

2.1009.0010

OMNIS Solvent Module, 用于安全添加溶剂，以及在不和试剂发生接触的情况下抽吸滴定杯内盛物。新改进版本持续耐抗氯仿、氯苯、二甲苯和冰醋酸（需要 OMNIS 4.4.1 或更高版本）。通过 OMNIS Software 手动操作或控制，确保了最大的用户友好性。包括附件、溶剂瓶和废液瓶。

Scope of delivery 2.1009.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1009.0010	OMNIS Solvent Module

OMNIS Solvent Module, 用于安全添加溶剂，以及在不和试剂发生接触的情况下抽吸滴定杯内盛物。通过 OMNIS 软件手动操作或控制，确保了最大的用户友好性。包括附件、溶剂瓶和废液瓶。



1 PCS

6.01543.000 抽吸尖管 M8

用于搭配 OMNIS Solvent Module 抽吸试剂。



1 PCS

6.01600.200 虹吸破坏器


防止液体从试剂瓶惯性流入滴定杯中。



2 PCS

6.01804.210 PVC管 4/6, 0.35 m

用于 OMNIS Solvent Module 或溶剂泵的管路连接。



1 PCS

6.02801.000 用于吸附管的棉花

棉花材质的棉棒（4 根），适用于 OMNIS 吸附管 601406010。



1 PCS

6.1446.040

堵头螺丝 / M6



1 PCS

6.1446.090

塞子 / B-14/15 / M8



1 PCS

6.1543.110

吸液头 / M8螺纹

用于676型样品转换器以及6.1805.200管和703型滴定台



1 PCS

6.1602.105

瓶盖 / GL 45 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 GL 45。



1 PCS

6.1608.023

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



1 PCS

6.1608.030

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



1 PCS

6.1623.000

瓶盖的溢流保护

废液瓶瓶盖的溢流保护，在使用抽液泵时避免废液瓶溢流



2 PCS

6.1805.200

PTFE管 / M8 / 0.5 米



1 PCS

6.1808.050 软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



1 PCS

6.1819.050 管

用于带M8螺纹的开孔，用在6.1602.10X试剂瓶瓶附件（带6.1608.030吸液瓶）上。用于703与803 Ti Stand滴定台,681泵单元及679 Rancimat



1 PCS

6.2739.000 扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.2811.000 分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



1 PCS

6.01807.000 涡形吸收器

OMNIS Solvent Module 或溶剂泵用涡形吸收器，用于搭配分子筛 6.2811.000 进行填充。



1 PCS

6.02004.030 瓶固定件

OMNIS Solvent Module 2.1009.0010 用瓶固定件。



1 PCS

6.01805.130 PTFE 软管 3/250 mm，附螺旋接头

带螺旋接头的抽吸管，用于连接带虹吸破坏器的试剂瓶。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2811.000	分子筛 分子筛。瓶装250克。孔径： 0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。	
6.2811.010	分子筛（美国） 分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小： 0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。 本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。	
6.1446.220	塞子更换试剂溶剂模块 电量分析滴定杯中用于更换试剂的塞子，配有溶剂模块。	