



OMNIS Oven Module 8 mL

2.1017.1010

用于安装在 OMNIS Sample Robots Oven 支架模块中的模块。该工作站拾取 8 mL 样品瓶，将其从交接位置运入炉中，在分析完之后再运回。

Scope of delivery 2.1017.1010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1017.1010	OMNIS Oven Module 8 mL
		OMNIS Oven Module 8 mL



1 PCS

6.1808.040

螺纹转接头 M6 外部 / M8 内部

螺纹 M6 外部，M8 内部。



1 PCS

6.1808.050

软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



1 PCS

6.2724.010

灰尘过滤器

灰尘过滤器，用于617，679，743 Rancimat，用于卡氏炉



1 PCS

6.2811.000

分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



1 PCS

6.2816.070 穿刺针

与卡尔·费休炉一同使用。



1 PCS

6.2816.080 出口针

与832 KF Thermoprep一起使用。



1 PCS

6.2049.060 间隔支架 11-55 mm

用于 OMNIS Sample Robot Oven 的间隔支架套件用于在样品瓶中调整针的浸没深度。



1 PCS

6.1446.230 加热管塞

加热管塞，用于滴定杯（电量分析）



1 PCS 6.01807.010 涡形吸收器 OMNIS Oven Module

涡形吸收器与 OMNIS Oven Module 匹配



1 PCS 6.1448.080 隔垫，7.5 mm，5 个

OMNIS Oven Module 上空气调节管的替代隔垫



1 PCS 6.1805.470 FEP管 / M6 / 44厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.2821.090 吸液过滤头

孔径大小 27 μm 。每套 5 件。用于吸液管 (6.1834.000) 及滤管 (6.1821.040) 和 (6.1821.050)。



1 PCS

6.2621.140

六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.1830.050

加热管 OMNIS

加热管, 带 M6 螺纹, 用于 OMNIS Sample Robot Oven

