



有搅拌器的 OMNIS Coulometer Module

2.1019.0110

有磁力搅拌器的 Coulometer Module 可连接至 OMNIS Titrator 或者 OMNIS Coulometer, 以扩展测量接口。

Scope of delivery 2.1019.0110

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1019.0110	有搅拌器的 OMNIS Coulometer Module
安装有磁力搅拌器的 OMNIS Coulometer Module, 用于扩展 OMNIS Coulometer 或 OMNIS Titrator, 以进行电量分析水份测定或者依据 ASTM D1492 测定溴指数。		



1 PCS

6.2016.050

支撑杆 / 300毫米



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.05406.000	OMNIS Coulometer 的 KFC 装置，配备有隔膜的发生电极 完整的附件组，用于电量分析卡尔·费休滴定法。	
6.05406.010	OMNIS Coulometer 的 KFC 装置，配备无隔膜的发生电极 完整的附件组，用于电量分析卡尔·费休滴定法。	
2.1009.0010	OMNIS Solvent Module OMNIS Solvent Module，用于安全添加溶剂，以及在不和试剂发生接触的情况下抽吸滴定杯内盛物。新改进版本持续耐抗氯仿、氯苯、二甲苯和冰醋酸（需要 OMNIS 4.4.1 或更高版本）。通过 OMNIS Software 手动操作或控制，确保了最大的用户友好性。包括附件、溶剂瓶和废液瓶。	
6.1446.220	塞子更换试剂溶剂模块 电量分析滴定杯中用于更换试剂的塞子，配有溶剂模块。	

6.02102.010 MDL 插头/插口电缆 0.5 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（0.5 m）



6.02102.020 MDL 插头/插口电缆 1 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（1 m）



6.02102.030 MDL 插头/插口电缆 2 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（2 m）



6.02102.040 MDL 插头/插口电缆 5 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（5 m）



6.02102.050 MDL 插头/插口电缆 10 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（10 m）

