



完整 Eco KF Titrator

2.1027.0100

新款集成有磁力搅拌器和触摸式显示屏的 Eco KF Titrator 是常规水份测定的理想选择。预定义的方法能够方便顺利和简单地调试仪器。除了符合 GLP（良好的实验室操作规程）外，还可以打印输出在纸张上或提供 PDF 文件版本，因此 Eco KF Titrator 还便于连接天平或通过 PC/LIMS 报告将测定数据发送给一台计算机。

完整配套包括溶剂泵，其用于无化学品接触地快速更换试剂。

Scope of delivery 2.1027.0100

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1027.0010	Eco KF Titrator

新款集成有磁力搅拌器和触摸式显示屏的 Eco KF Titrator 是常规水份测定的理想选择。预定义的方法能够方便顺利和简单地调试仪器。除了符合 GLP（良好的实验室操作规程）外，还可以打印输出在纸张上或提供 PDF 文件版本，因此 Eco KF Titrator 还便于连接天平或通过 PC/LIMS 报告将测定数据发送给一台计算机。



1 PCS

1.1029.0010 溶剂泵

溶剂泵搭配 Eco KF Titrator 用于在不和试剂发生接触的情况下安全添加和抽吸滴定杯内盛物。



1 PCS

6.03002.210 计量管单元 Eco 10 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 10 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



1 PCS

6.05610.050 Eco KF Titrator 用 KFT 配备

完整的附件组，用于容量式卡尔·费休滴定法



1 PCS

6.02110.000 Eco KF Titrator/溶剂泵连接电缆

用来将一台溶剂泵和一台 Eco KF Titrator 连接的电缆，用于电源供电



1 PCS

6.1446.040

堵头螺丝/ M6



1 PCS

6.1446.080

堵头螺丝/ M8



1 PCS

6.1446.090

塞子 / B-14/15 / M8



1 PCS

6.1543.110

吸液头 / M8螺纹

用于676型样品转换器以及6.1805.200管和703型滴定台



1 PCS

6.1543.120 吸液头 / M8螺纹

与703 Ti Stand以及681泵单元一起使用（如果使用了6.1805.200吸液管）



1 PCS

6.1546.040 Eco Dosimat/Eco Titrator 用活塞工具

移除和安装活塞用工具。



2 PCS

6.1602.105 瓶盖 / GL 45 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 GL 45。



1 PCS

6.1608.030 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



1 PCS

6.1608.023

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



1 PCS

6.1619.010

用在交换单元上的吸收器套件 (Absorber cpl.)



1 PCS

6.1623.000

瓶盖的溢流保护

废液瓶瓶盖的溢流保护，在使用抽液泵时避免废液瓶溢流



2 PCS

6.1805.090

FEP管 / M6 / 31厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.100 FEP管 / M6 / 40厘米

带光照保护和扭折保护



2 PCS 6.1805.200 PTFE管 / M8 / 0.5 米



1 PCS 6.1808.050 软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



1 PCS 6.1819.020 管

用于带M6螺纹的开孔。用于6.1602.1XX试剂瓶的瓶附件



1 PCS

6.1819.050 管

用于带M8螺纹的开孔，用在6.1602.10X试剂瓶瓶附件（带6.1608.030吸液瓶）上。用于703与803 Ti Stand滴定台,681泵单元及679 Rancimat



1 PCS

6.2013.010 定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070 支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2023.020 SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子



1 PCS

6.2164.010

桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流

用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。



1 PCS

6.2811.000

分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



1 PCS

6.01600.200

虹吸破坏器

防止液体从试剂瓶惯性流入滴定杯中。




1 PCS

6.01804.210

PVC管 4/6, 0.35 m

用于 OMNIS Solvent Module 或溶剂泵的管路连接。



1 PCS 6.01805.130 PTFE 软管 3/250 mm, 附螺旋接头

带螺旋接头的抽吸管, 用于连接带虹吸破坏器的试剂瓶。



1 PCS 6.02712.000 保护盖, 用于 Eco Dosimat / Eco Titrator

保护盖, 用于 Eco Dosimat / Eco Titrator 的显示屏。



1 PCS 6.02801.000 用于吸附管的棉花

棉花材质的棉棒 (4 根), 适用于 OMNIS 吸附管 601406010。



1 PCS 6.6081.020 Eco KF Titrator 用 U 盘

Eco KF Titrator 用数据储存介质



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2811.000	分子筛 分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。	
6.01807.000	涡形吸收器 OMNIS Solvent Module 或溶剂泵用涡形吸收器，用于搭配分子筛 6.2811.000 进行填充。	
6.02709.040	螺旋塞 滴定杯上部螺旋塞 6014050X0。	
6.02711.000	刮样匙 适用于卡尔·费休法进行糊状物质的水份测定，例如：蜂蜜、化妆品、脂肪或各种乳制品。 刮样匙方便添加粘性样品。操作起来和其他铲子一样简单，并且有助于方便、快速和无损失地将膏剂添加到卡尔·费休滴定杯中。 为快速、完全地溶解粘性样品，我们另外建议使用匀浆器。 与滴定杯上部 6014050X0 匹配。	

6.05610.060 带 Polytron 的 Eco KF Titrator 用 KFT 配备

完整的附件组，用于通过 Polytron 进行容量式卡尔·费休滴定法



6.03002.150 计量管单元 Eco 5 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 5 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



6.03002.220 计量管单元 Eco 20 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 20 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



6.03002.250 计量管单元 Eco 50 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 50 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



6.2412.000 称量船

玻璃称量船，用于滴定杯上部部件 6.1414.030 或滴定杯 6.1455.31X、6.1464.32X、6.1465.320。用于 KF 水份测定。包括护管。



2.142.0100 热敏打印机 Custom Q3X

带 USB 接口的一体型打印机，用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (电缆 6.2151.140)
- Eco Dosimat / 滴定仪
- 862 Compact Titr sampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



纸宽 60 mm (40 个字符)。包括 USB 电缆 6.2151.120。

6.9001.050 热敏纸，用于 Custom Neos-N / Q3X

热敏纸 60 mm / 25 m，用于 Custom Neos-N / Q3X。
新：正确存放下可确保 25 年可读性。

1 卷



2.143.0200 点阵式打印机 TX-900MH

紧凑型点阵式打印机，带 USB 和 RS 232 接口，用于

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (额外需要 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (额外需要 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 899 Coulometer (额外需要 6.2151.100)



(+) 电缆包含在标准配置中

6.01406.250 50 – 150 mL 滴定杯

用于 6014050X0 滴定杯上部的带有螺旋塞的 50 – 150 mL 滴定杯。

