



Solvent Pump

2.1029.0010

Solvent Pump 搭配 Eco Titrator / Eco KF Titrator / Eco Coulometer 用于在不和试剂发生接触的情况下安全添加和抽吸滴定容器内盛物。

使用可选的供电单元 6.2164.010 也可以不依赖设备使用。

Scope of delivery 2.1029.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1029.0010	溶剂泵

溶剂泵搭配 Eco KF Titrator 用于在不和试剂发生接触的情况下安全添加和抽吸滴定杯内盛物。



1 PCS

6.02110.000

Eco KF Titrator/溶剂泵连接电缆

用来将一台溶剂泵和一台 Eco KF Titrator 连接的电缆，用于电源供电



1 PCS

6.1446.040

堵头螺丝/ M6



1 PCS

6.1446.090

塞子 / B-14/15 / M8



1 PCS

6.1543.110

吸液头 / M8螺纹

用于676型样品转换器以及6.1805.200管和703型滴定台



1 PCS

6.1543.120 吸液头 / M8螺纹

与703 Ti Stand以及681泵单元一起使用（如果使用了6.1805.200吸液管）



1 PCS

6.1602.105 瓶盖 / GL 45 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 GL 45。



1 PCS

6.1608.023 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



1 PCS

6.1608.030 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



1 PCS

6.1623.000

瓶盖的溢流保护

废液瓶瓶盖的溢流保护，在使用抽液泵时避免废液瓶溢流



2 PCS

6.1805.200

PTFE管 / M8 / 0.5 米



1 PCS

6.1808.050

软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



1 PCS

6.1819.050

管

用于带M8螺纹的开孔，用在6.1602.10X试剂瓶瓶附件（带6.1608.030吸液瓶）上。用于703与803 Ti Stand滴定台,681泵单元及679 Rancimat



1 PCS

6.2811.000 分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



1 PCS

6.01600.200 虹吸破坏器


防止液体从试剂瓶惯性流入滴定杯中。



1 PCS

6.01804.210 PVC管 4/6, 0.35 m

用于 OMNIS Solvent Module 或溶剂泵的管路连接。



1 PCS

6.01805.130 PTFE 软管 3/250 mm, 附螺旋接头

带螺旋接头的抽吸管，用于连接带虹吸破坏器的试剂瓶。



1 PCS

6.02801.000 用于吸附管的棉花

棉花材质的棉棒（4 根），适用于 OMNIS 吸附管 601406010。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.01807.000	涡形吸收器 OMNIS Solvent Module 或溶剂泵用涡形吸收器，用于搭配分子筛 6.2811.000 进行填充。	
6.2164.010	桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流 用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。	
6.2811.000	分子筛 分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。	
6.2811.010	分子筛（美国） 分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。 本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。	

6.1446.220

塞子更换试剂溶剂模块

电量分析滴定杯中用于更换试剂的塞子，配有溶剂模块。