



Polytron PT 1300 D

2.136.0100

Polytron PT 1300 D – Metrohm 版本

均质匀浆仪，可直接通过 OMNIS Software, tiamo™ 或 Touch Control 进行控制。

Polytron PT 1300 D 由一个控制装置和一个驱动装置组成。通过驱动装置上的耦合系统可简便快速地更换设备，无需额外使用工具。

可轻松粉碎固体样品。该设备也非常适用于粘性样品的良好混合。


Scope of delivery 2.136.0100

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.136.0100	Polytron PT 1300 D

Polytron PT 1300 D – 万通版本

均质匀浆仪，可直接通过 tiamo™ 或 Touch Control 进行控制。





Optional accessories

Order no.	Description	
6.1462.250	Polytron 和 786型摇摆头的摇摆臂，向左摆动 Polytron 和 786型摇摆头的摇摆臂，向左摆动，带一只滴定头，用于添加溶剂或滴定剂，并带有三个喷淋嘴，用于清洗。装配有摇摆臂的 Polytron 可用于在多排型样品盘上进行样品制备。	
6.2047.110	Polytron 的支架 用于将 Polytron 驱动装置固定在支架杆上的支架。	
6.9012.000	Dispersing aggregate, 用于Polytron (125毫米) 标准dispersing aggregate, 用于Polytron 1300 D	
6.9012.010	Dispersing aggregate, 用于Polytron (157毫米) 特殊dispersing aggregate (瑞士万通版本)，带突出的刀	

6.02008.010 匀浆器支架

用于固定 Polytron，适用于 601405040。



6.02008.030 Eco 滴定设备用匀浆仪支架

用于固定 Polytron 的均浆仪支架，适配滴定杯上部 601405060

