




Autosampler MMS 5000 (AJ)

2.136.0800

Analytik Jena (耶拿分析仪器公司) 的 Autosampler MMS 5000 (AJ) 用于搭配 Metrohm Combustion IC 对液态和固态样品进行全自动分析。为了根据正确的样品类型对模块化的 Multi-Matrix 给样器进行调整, 需使用液体用套件 (6.7303.000) 或固体用套件 (6.7302.000)。

Scope of delivery 2.136.0800

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.136.0800	Autosampler MMS 5000 (AJ)

Analytik Jena (耶拿分析仪器股份公司) 出品的 Autosampler MMS 5000 (AJ) 与万通 Combustion IC 一同使用, 用于全自动分析液体和固体样品。为使模块化的 Multi-Matrix 自动进样器对应正确的样品类型, 必须使用液体套件 (6.7303.000) 或固体套件 (6.7302.000)。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.7302.000	用于 MMS 5000 的固体样品套件，35 个位置 用于 MMS5000 的固体样品套件，带样品小舟架、卡爪 和 10 个石英小舟。	
6.7302.100	石英玻璃舟 40 × 9 mm (AJ) 燃烧模块中用于样品进样的石英玻璃舟，10 个	
6.7303.000	用于 MMS 5000 的液体材料套件，112 个位置 用于 MMS 5000 的液体套件，带样品容器架、可更换针头的 100 µL 注射器和 100 个卡口样品瓶。	
6.7303.100	玻璃小管，1.5 mL，100 只 用于与以下自动进样器搭配使用：Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。	

6.7303.110 67303100 的隔垫，100 个

用于与以下自动进样器上的 67303100 玻璃小管搭配使用：Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。



6.7303.200 注射器 50 μ L，针头可换

用于 MMS 5000 液体设置的备用注射器




6.7303.210 注射器 100 μ L，针头可换

用于 MMS 5000 液体设置的备用注射器



6.7303.220 用于 50 μ L/100 μ L 注射器的针头，3 件

用于 MMS 5000 液体设置的注射器的备用针头



6.7301.150 用于液体样品的石英承载材料

用于液体样品进样的承载材料，3 件。



6.7302.310 35 个位置的样品架，用于固态样品

用于固体物质。



6.7303.310 112 个位置的样品架，用于液态样品

用于液态样品。

