

733 IC Separation Center

2.733.0130

733 IC Separation Center with MSM

Scope of delivery 2.733.0130

Qt.	Order no.	Description	
1 PCS	6.1816.000	硅酮管, 6毫米, 0.5米 排液管, IC分离中心机箱	
1 PCS	6.1831.010	PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米 / 3 米 用于所有IC 元件。	
1 PCS	6.2027.030	分离柱固定器, 8.5 毫米 用于将分离柱安装在IC分析仪的柱箱中。	

1 PCS

6.2027.040 分离柱固定器, 11.3毫米

用于将分离柱安装在IC分析仪的柱箱中。



2 PCS

6.2744.010 压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器, 在线英蓝渗析 (连接PEEK毛细管)



1 PCS

6.2744.020 Luer / UNF连接器

用于IC分析仪



2 PCS

6.2744.040 2x UNF 10/32连接器

用于连接1/16英寸的毛细管。用在IC分析仪上



1 PCS

6.2816.020 注射器，10毫升，带Luer连接头。

用于许多种 IC 及 VA 应用



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1825.220	PEEK样品环, 100 µL 用于进样阀, 带2只PEEK压力螺丝	
6.1825.230	PEEK样品环, 10 µL 用于进样阀, 带2只PEEK压力螺丝	
6.2057.010	渗析池的固定器 用于IC柱箱中的渗析池	
6.2755.000	泵管夹套 (Tubing cassette) 用于IC分析仪的蠕动泵 接触压力可调。	

6.2831.000 检查镜
用于检查



6.2832.000 MSM 转子 A
抑制器转子，用于所有带MSM的IC仪器。



6.2832.010 连至 MSM 和 MSM-LC 的连接件

带导入和导出管。用作所有带 MSM (Metrohm Suppressor Module) 的离子色谱仪。用于替换 850、881、882 和 883 代 Professional IC 仪器中的部件（2017 年之前生产）。



6.5904.030 转子，6/2 进样器

离子色谱仪系统中适合 6/2 注射器的转子。



6.5904.050 注射器，内部回路 0.25 μ L
平板注射器，内部回路 0.25 μ L



6.5904.060 转子（内部回路，0.25 μ L）

4 端口平板注射器（6.5904.050）的转子，内部回路 0.25 μ L



6.5904.070 转子（内部回路，1.0 μ L）

4 端口平板注射器（6.9956.001）的转子，内部回路 1.0 μ L

