



757 VA Computrace

2.757.0110

VA Computrace with USB connection and complete accessory. Integrated PC-controlled voltammetric system for analysis and teaching. Complete accessory with all electrodes for a complete measurement system: Multi Mode Electrode (MME), Ag/AgCl reference electrode, and platinum (Pt) auxiliary electrode. Option: Rotating Disk Electrode (RDE). Includes application binder, USB interface 6.5326.000, and PC program 6.6032.100 for Windows 2000 or XP Professional.

Scope of delivery 2.757.0110

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1817.000	MME的填充管 用于填充多功能汞电极。




1 PCS

6.2615.030

电极支架，用于MME

电极支架，用于填充和保存多功能汞电极。



1 PCS

6.1204.090

搅拌头

用于 VA 架的搅拌头



1 PCS

6.1226.030

滴汞毛细管（非硅烷化），用于MME

非硅烷化的滴汞毛细管（10根），包括两只硅烷密封圈




1 PCS

6.1244.020

驱动皮带

用于VA Stand 工作站上的旋转圆盘电极与搅拌器（3片）。



1 PCS 6.1245.010 塑料材质电解液容器

带隔膜的塑料电解液容器，用于双接点参比电极。



1 PCS 6.1247.020 用于MME的针

用于多功能汞电极（3件）。



1 PCS 6.1415.210 滴定杯 / 10至90毫升



7 PCS 6.1446.040 堵头螺丝 / M6



1 PCS

6.1801.080

用于氮气接口的软管。

用于伏安极谱仪的供气



4 PCS

6.1808.000

连接套筒， M6



1 PCS

6.1824.000

四路微量量管

带有 4 个螺纹 M6。用于 VA 伏安法测量台。



1 PCS

6.2308.020

电解液， 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液c (KCl) =3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)



1 PCS

6.2406.000

汞滴俘获器

银丝（用于通过汞齐作用俘获汞滴）



1 PCS

6.2703.000

滴定杯的托环



1 PCS

6.2709.080

塞子，用于移液开孔

用于694, 747 型 VA 主机 及伏安极谱仪



1 PCS

6.2711.030

用于充满 MME 的承接盘

用于 884 Professional VA、797 VA Computrace、757 VA Computrace 以及 647, 663, 694, 747 VA Stands



1 PCS

6.2711.040

盘子，用于VA Computrace 伏安极谱仪



1 PCS

6.2730.030

塞子

全套带有接头和 O 型圈。用于滴定杯上部部件 6.1414.030。用于 KF 仪器、VA 测量台、VA Computrace 和 IC 稀释。



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.2816.020

注射器，10毫升，带Luer接头。

用于许多种 IC 及 VA 应用



用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.772.0110	772 Pump Unit 可直接连接在样品处理器上的蠕动泵。	
2.823.0010	823隔膜泵单元 隔膜泵，可直接连接在样品处理器上。	
6.0728.000	Ag/AgCl 参比电极，无电解质 不含电解质的内部参比系统，带有夹紧螺钉，与玻璃电解槽 6.1245.000 搭配使用。	
6.1204.130	银电极头 金属电极头，银（Ag）。电极盘（electrode disk）直径2毫米。M3螺纹。	

6.1204.140

金电极头

金属电极头，金（Au）。电极金属圆盘（直径2毫米）。M3螺纹。



6.1204.150

金电极头，金在侧面

金属电极头，金（Au），电极表面在侧面。电极盘（electrode disk）直径3毫米。M3螺纹。



6.1204.170

铂金电极头 3 mm，用于 CVS

铂（Pt）制金属电极，电极片直径为 3 mm，表面经打磨，螺纹接头 M3。温度范围：0–40° C。



6.1204.180

超痕量电极头

碳电极头，材料为玻璃超痕量石墨。电极盘（electrode disk），直径2毫米。



6.1204.210 旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴

旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带用于 VA 测量台的钛轴），螺纹 M3。



6.1204.220 旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带水银触点）

旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带用于 VA 测量台的钛轴和水银触点），螺纹 M3。



6.1241.020 电极座

VA 辅助电极的电极座，带有夹紧螺钉，与 Glassy-Carbon 柱 (6.1247.000) 或铂柱 (6.1247.010) 搭配使用。



6.1245.000 玻璃材质电解液容器

带磨口隔膜（标准磨口）的玻璃电解液容器，用于双接点参比电极。



6.1247.000 Glassy-Carbon-柱 (GC)

用于 VA 辅助电极用电极座 6.1241.020 或 6.1241.120。



6.1415.150 滴定杯 / 5至70毫升



6.1415.220 滴定杯 / 20至90毫升



6.1415.250 滴定杯 / 50至150毫升



6.1415.310 滴定杯 / 70至200毫升



6.1418.150 滴定杯 / 带恒温夹套 / 5至70毫升



6.1418.220 滴定杯 / 带恒温夹套 / 20至90毫升



6.1418.250 滴定杯 / 带恒温夹套 / 50至150毫升



6.1450.210 PFA 滴定杯 / 10 至 90 mL
用于超痕量分析，用于含氟化物的溶液。



6.1456.210 测量杯 / 10至90毫升
测量杯，用于VA自动测试系统 万思得IC样品处理器的稀释杯



6.2709.040 塞子，用于VA Stand 工作站上的MME开孔
用于VA Stand 工作站上的多功能电极不使用时，封住气体管。包含 E.301.0004 型O型密封圈。



6.2709.050 塞子，用于VA Stand 工作站上的搅拌器开孔
包含 E.301.0004 型O型密封圈。用于VA Stand 工作站的搅拌器开孔。

