



757 VA Computrace with reduced accessories

2.757.0120

VA Computrace with USB connection and reduced accessories. Integrated PC-controlled voltammetric system for analysis and teaching. Reduced accessories without electrodes for replacement of older VA instruments (663 VA Stand or 647 VA Stand). Includes USB interface 6.5326.000 and PC program 6.6032.100 for Windows 2000 or XP Professional.

Scope of delivery 2.757.0120

Qt.	Order no.	Description
7 PCS	6.1446.040	堵头螺丝/ M6



1 PCS 6.1801.080 用于氮气接口的软管。
用于伏安极谱仪的供气



4 PCS 6.1808.000 连接套筒， M6



1 PCS 6.1824.000 四路微量量管

带有 4 个螺纹 M6。用于 VA 伏安法测量台。



1 PCS 6.2308.020 电解液， 3 mol/L KCl （250 mL）
电解液c (KCl) =3 mol/L, 250 mL （用于Ag/AgCl参比系统）



1 PCS

6.2709.080

塞子，用于移液开孔

用于694, 747 型 VA 主机 及伏安极谱仪



1 PCS

6.2711.040

盘子，用于VA Computrace 伏安极谱仪



1 PCS

6.2730.030

塞子

全套带有接头和 O 型圈。用于滴定杯上部部件 6.1414.030。用于 KF 仪器、VA 测量台、VA Computrace 和 IC 稀释。



1 PCS


6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1817.000	MME的填充管 用于填充多功能汞电极。	
6.2615.030	电极支架，用于MME 电极支架，用于填充和保存多功能汞电极。	
2.772.0110	772 Pump Unit 可直接连接在样品处理器上的蠕动泵。	
2.823.0010	823隔膜泵单元 隔膜泵，可直接连接在样品处理器上。	

6.0728.000 Ag/AgCl 参比电极，无电解质

不含电解质的内部参比系统，带有夹紧螺钉，与玻璃电解槽 6.1245.000 搭配使用。



6.1204.090 搅拌头

用于 VA 架的搅拌头



6.1204.130 银电极头

金属电极头，银（Ag）。电极盘（electrode disk）直径2毫米。M3螺纹。



6.1204.140 金电极头

金属电极头，金（Au）。电极金属圆盘（直径2毫米）。M3螺纹。



6.1204.150

金电极头，金在侧面

金属电极头，金（Au），电极表面在侧面。电极盘（electrode disk）直径3毫米。M3螺纹。



6.1204.170

铂金电极头 3 mm，用于 CVS

铂（Pt）制金属电极，电极片直径为 3 mm，表面经打磨，螺纹接头 M3。温度范围：0–40° C。



6.1204.180

超痕量电极头

碳电极头，材料为玻璃超痕量石墨。电极盘（electrode disk），直径2毫米。



6.1204.210

旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴

旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带用于 VA 测量台的钛轴），螺纹 M3。



6.1204.220 旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带水银触点）

旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带用于 VA 测量台的钛轴和水银触点）， 螺纹 M3。



6.1226.030 滴汞毛细管（非硅烷化），用于MME

非硅烷化的滴汞毛细管（10根）， 包括两只硅烷密封圈



6.1226.050 滴汞毛细管（硅烷化），用于MME

硅烷化滴汞毛细管（10根）， 包括两只硅烷密封圈



6.1241.020 电极座

VA 辅助电极的电极座，带有夹紧螺钉，与 Glassy-Carbon 柱 (6.1247.000) 或铂柱 (6.1247.010) 搭配使用。



6.1245.000 玻璃材质电解液容器

带磨口隔膜（标准磨口）的玻璃电解液容器，用于双接点参比电极。



6.1245.010 塑料材质电解液容器

带隔膜的塑料电解液容器，用于双接点参比电极。



6.1247.000 Glassy-Carbon-柱 (GC)

用于 VA 辅助电极用电极座 6.1241.020 或 6.1241.120。



6.1247.020 用于MME的针

用于多功能汞电极（3件）。



6.1415.150 滴定杯 / 5至70毫升



6.1415.220 滴定杯 / 20至90毫升



6.1415.250 滴定杯 / 50至150毫升



6.1415.310 滴定杯 / 70至200毫升



6.1418.150 滴定杯 / 带恒温夹套 / 5至70毫升



6.1418.220 滴定杯 / 带恒温夹套 / 20至90毫升



6.1418.250 滴定杯 / 带恒温夹套 / 50至150毫升



6.1450.210 PFA 滴定杯 / 10 至 90 mL
用于超痕量分析，用于含氟化物的溶液。



6.1456.210 测量杯 / 10至90毫升

测量杯，用于VA自动测试系统 万思得IC样品处理器的稀释杯



6.2406.000 汞滴俘获器

银丝（用于通过汞齐作用俘获汞滴）



6.2703.000 滴定杯的托环



6.2709.040 塞子，用于VA Stand 工作站上的MME开孔

用于VA Stand 工作站上的多功能电极不使用时，封住气体管。包含 E. 301.0004 型O型密封圈。



6.2709.050 塞子，用于VA Stand 工作站上的搅拌器开孔
包含 E.301.0004 型O型密封圈。用于VA Stand 工作站的搅拌器开孔。



6.2711.030 用于充满 MME 的承接盘

用于 884 Professional VA、797 VA Computrace、757 VA Computrace 以及 647, 663, 694, 747 VA Stands



6.2816.020 注射器，10毫升，带Luer接头。
用于许多种 IC 及 VA 应用



6.2816.030 带 Luer 式接头的针头

用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。

