

泵单元 772 «冲洗»

2.772.0030

蠕动泵可用于冲洗样品杯和电极。「冲洗」版本型号包括用于冲洗的多种附件。该泵可通过 Relay Box 731 进行控制。适用于泵送溶剂。

Scope of delivery 2.772.0030

Qt.	Order no.	Description	
1 PCS	6.1621.000	容器，10升 用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。	
3 PCS	6.1805.060	FEP管 / M6 / 60厘米 带光照保护和扭折保护	
1 PCS	6.1812.000	PTFE（聚四氟乙烯）管 4 mm / 6 mm / 4 m 用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上	

2 PCS 6.1820.050 适配器, M6 / 管接头

用于蠕动泵的泵管 6.1826.100。



1 PCS 6.1826.100 泵管 6.4 mm / 1 m

作为 772 Pump Unit 泵单元和 843 Pump Station（蠕动泵）中所用泵管的替代品。



1 PCS 6.1828.000 PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



3 PCS 6.2740.020 冲洗喷嘴

用于均匀喷洒冲洗液。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1826.160	氟橡胶泵管 用于蠕动泵。	

