



# 772 Pump Unit – rinse

2.772.0130

可直接连接在样品处理器上的蠕动泵。《冲洗》版本型号包括用于冲洗的多种附件。

## Scope of delivery 2.772.0130

| Qt.   | Order no.  | Description       |
|-------|------------|-------------------|
| 1 PCS | 1.772.0110 | 772 Pump Unit     |
|       |            | 可直接连接在样品处理器上的蠕动泵。 |



1 PCS

6.1621.000

容器, 10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



---

2 PCS

6.1801.120

PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米



---

3 PCS

6.1805.060

FEP管 / M6 / 60厘米

带光照保护和扭折保护



---

1 PCS

6.1808.170

样品处理器的分配器, 用于冲洗和抽吸

分配器安装在样品处理器上, 在使用外部连接的泵时用于冲洗和抽吸。



1 PCS

6.1812.000

PTFE (聚四氟乙烯) 管 4 mm / 6 mm / 4 m

用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上



---

2 PCS

6.1820.050

适配器，M6 / 管接头

用于蠕动泵的泵管 6.1826.100。



---

1 PCS

6.1826.100

泵管 6.4 mm / 1 m

作为 772 Pump Unit 泵单元和 843 Pump Station (蠕动泵) 中所用泵管的替代品。



---

1 PCS

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



3 PCS

6.2740.020

冲洗喷嘴

用于均匀喷洒冲洗液。



# Optional accessories

| Order no.  | Description                                                                            |                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1826.160 | 氟橡胶泵管<br><br>用于蠕动泵。                                                                    |  |
| 6.2160.010 | 适配器电缆 / 2 m / M8 插座 / 2 x 插头 B<br><br>适配器电缆 / 2 m / M8 插座 / 2 x 插头 B。用于 772 Pump Unit。 |  |