



778型样品处理系统

2.778.0030

带一个工作站与两个泵连接口的样品处理器，与Titrino 或 pH/离子计联用可自动处理少量到中等数量的常规样品。带有内置泵，可用于冲洗滴定杯，因此系统结构紧凑。该样品处理器可连接一台蠕动泵或隔膜泵，用于吸干滴定溶液（选用件）。通过MSB对搅拌器与Dosino数码计量瓶顶加液器进行直接连接和控制。可通过控制器或*tiamo*计算机软件进行控制。

Scope of delivery 2.778.0030

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.1236.020	套管，SGJ 14/12 毫米
		套管，SGJ 14/12 毫米，带O型圈



1 PCS 6.1805.110 FEP管 / M6 / 80厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.2621.030 六角扳手 (Hexagon key) , 4毫米



1 PCS 6.2621.070 内六角扳手, 5 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.140 六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



3 PCS

6.2709.070 导向套管 (Guiding sleeve)


用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips




1 PCS

6.2751.080 安全盖板

用于单塔样品处理器 (无 786 Swing Head) 的安全盖板。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.741.0010	741磁力搅拌器 用于样品转换器的磁力搅拌器。	
2.772.0120	772 Pump Unit – aspirate 可直接连接在样品处理器上的蠕动泵。「抽吸」版本型号包括用于抽吸滴定出的溶液的多种附件。	
2.772.0130	772 Pump Unit – rinse 可直接连接在样品处理器上的蠕动泵。「冲洗」版本型号包括用于冲洗的多种附件。	
2.802.0020	802 Stirrer, 用于自动进样器 棒式搅拌器, 用于自动进样器和 Sample Processor。 带 6.1909.020 搅拌螺旋桨 104 mm 和固定装配的电缆。	

2.823.0020 823«吸液»型隔膜泵单元

隔膜泵，可直接连接在样品处理器上。「吸液」型隔膜泵中包含许多配件，用于吸干溶液。



2.823.0030 823«冲洗»型隔膜泵单元

隔膜泵，可直接连接在样品处理器上。「冲洗」型隔膜泵包含许多冲洗配件。



2.843.0050 Sample Processor 的 843 Pump Station（隔膜式）– rinse/aspirate

843 Pump Station（隔膜式）带两个内置的隔膜泵，可直接通过 Sample Processor 自动进样器的泵命令来控制。冲洗/抽吸（rinse/aspirate）变型中包含了用于自动清空滴定杯和清洗滴定装备的完整配件。此附件设计用于与 814 和 815 Sample Processor 一起使用。



2.843.0150 Sample Processor 的 843 Pump Station（蠕动泵式）– rinse/aspirate

843 Pump Station（蠕动泵式）带两个内置的蠕动泵，可直接由 Sample Processor 自动进样器通过泵命令来控制。冲洗/抽吸（rinse/aspirate）变型中包含了用于自动清空滴定杯和清洗滴定装备的完整配件。此附件设计用于与 814 和 815 Sample Processor 一起使用。



6.1458.010 滴定头，6 x SGJ 14 和 3 x SGJ 9 开孔
带 6xSGJ14 和 3x SGJ9 开孔。



6.1458.020 滴定头 / 4 x M10 接口
带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。



6.1458.030 KF 滴定头 / 4 x M10 接口
带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。



6.1458.040 大的滴定头，3 x SGJ 14
大的滴定头，用于120毫升的滴定杯。带3个SGJ 14的开孔和4个6.4毫米的开孔，包括2个加液头。适用于冲洗和吸液设备。



6.1458.070 滴定头 / 2 x NS 14

用于 75mL 样品容器的滴定头。带 2 个 NS 14 开口、2 个 6.4 mm 开口和 3 个加液头。适用于冲洗和抽吸装备。



6.2041.310 样品架, 12 x 250 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.320 样品架, 16 x 150 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 16 个样品杯。可使用以下样品杯: 150 mL 大口杯 (高形状)。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.340 样品架, 24 x 75 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210、6.1459.400。


塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.360 样品架, 12 x 150 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯: 150 mL 大口杯 (高形状)、6.1459.310。


塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.370 样品架, 14 x 200 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 14 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.310。


塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.390 样品架, 16 x 100 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 16 个样品杯。可使用以下样品杯: 100 mL 大口杯, 低形状。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.470 样品架, 22 x 120 mL, (聚丙烯)

与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 22 个样品杯。以下样品杯均可使用: 6.1459.300、6.1459.307。

塑料: 聚丙烯 (PP)



6.2141.300

远程电缆 843-样品处理系统

用于连接 843 泵单元和样品处理系统的泵控制器的远程电缆



6.2711.060

用于 Sample Processors 778/810/814/838/858 的收集槽

用于 778, 810, 814, 838, 858 Sample Processors的收集槽

