



780 pH Meter

2.780.0010

除了 pH、电压和温度测量等功能外，780 pH 计还具有自动搅拌器控制、多达 9 种缓冲液的多点校正、一台方法存储器和各种监控功能。自动进行的、符合 GLP 标准的 pH 电极测试能够对电极做出客观的评估。大型背光多行显示器层次清楚，并能使个人设定更为简便。通过双向 RS232 接口可将数据传输到打印机或计算机上。

Scope of delivery 2.780.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.780.0010	780 pH Meter

除了 pH、电压和温度测量等功能外，780 pH 计还具有自动搅拌器控制、多达 9 种缓冲液的多点校正、一台方法存储器和各种监控功能。自动进行的、符合 GLP 标准的 pH 电极测试能够对电极做出客观的评估。大型背光多行显示器层次清楚，并能使个人设定更为简便。通过双向 RS232 接口可将数据传输到打印机或计算机上。



1 PCS

6.0258.600

Unitrode, 带 Pt1000

集成有 Pt1000 温度传感器的组合 pH 电极用于 pH 测量/滴定。它特别适用于:

- 用于较难的、粘性或碱性样品中的 pH 测量和滴定
- 温度升高的时候
- 长时测量的时候

固定磨口隔膜对污染不敏感。

参比电解质: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 储存在储存溶液中。

替代方法: $T > 80^\circ \text{C}$ 时的测量用参比电解质, 储存在 Idrolyt 中。



1 PCS

6.2001.080

pH计的测定台 (support stand)

780, 781型 pH计的测定台 (support stand)



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070

支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2104.600

用于插头 U/插头 F 2x2 mm B 的电极电缆，1m

用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。



1 PCS

6.2153.000

电源适配器，100-240伏特 / 12 V DC

电源 100-240伏特，50-60赫兹，12 V DC，用于780，781，也用于6.1830.020可加热管



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米

2 mm.



Optional accessories

Order no.	Description	
2.801.0010	801 Stirrer 无三角支架的磁力搅拌器，补充用于 Titrino plus、Dosimat plus、Titrande、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。	
2.802.0040	802 Stirrer, 适用于 804 Ti Stand 棒式搅拌器包括搅拌螺旋桨 6.1909.010。	
2.804.0010	804型滴定台，不带立杆 滴定台及802型杆式搅拌器的控制器。如果与802型杆式搅拌器联用，则可为您在磁力搅拌器之外提供了另一选择。不含配件。	
6.2134.110	电缆，RS232 DB9 孔 - DB9 针 用于连接瑞士万通 RS232接口（DB9）至Custom DP40打印机。用于 Titrino，或756/831型库仑水份测定仪。RS232 延伸电缆（1：1）	

- 6.2141.320 用于连接集成型样品处理系统和MSB口的远程控制盒的电缆
用于连接869集成型样品处理系统和远程MSB盒(6.2148.010)和的电缆
(9针)。



- 6.2148.010 远程盒, MSB
另外的远程接口, 用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的
电缆。



- 6.2307.230 缓冲溶液, pH 4, 7与9
混合缓冲液, pH 4.00/7.00/9.00 (25°C), 装于单次使用的小袋中,
无色, 盒装, 每盒3 x 10 x 30 毫升



- 6.2325.000 pHit kit
pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50
mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明



6.2103.130 2毫米插头 / 4毫米插座的红色适配器

用于将B类插头（4毫米）与780，781 pH/离子计以及所有型号的Titrandos的2毫米插座相连。



6.2103.140 2毫米插头 / B类4毫米插座的黑色适配器

用于将B类插头（4毫米）与离子计以及所有型号的Titrandos的2毫米插座相连。

