



786摆头

2.786.0040

不带滴定头部或移液头部的机器人样品处理器XL的附件

Scope of delivery 2.786.0040

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.786.0010	786型摇摆头，带转移头，左侧 机器人样品转换器（XL）的附加设备，用于将液体从较小的样品容器中转移/定量转移入样品盘上较大的滴定杯或转移入一只外部滴定池；该外部滴定池可位于工作站的左侧。



1 PCS

6.2621.120

六角扳手 (Hexagon key) , 1.5毫米



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1462.240	移液头，用于786型摇摆头，弯曲型 并且向右摆动 移液头，弯曲型并且向右摆动，用于786型摇摆头 与转换器6.1808.220 一起使用时，移液头上可安装带luer连接头的工具，用于多排的样品盘。	
6.1462.250	Polytron 和 786型摇摆头的摇摆臂，向左摆动 Polytron 和 786型摇摆头的摇摆臂，向左摆动，带一只滴定头，用于添加溶剂或滴定剂，并带有三个喷淋嘴，用于清洗。装配有摇摆臂的 Polytron 可用于在多排型样品盘上进行样品制备。	
6.1462.260	摆臂带用于滴定头的支架，左摆，外部 适用于 786 Swing Head 的滴定头支架，可摆动到外部位置上	
6.2058.040	摇摆臂增强器（Swing arm enhancement），用于786型摇摆头 摇摆臂增强器（Swing arm enhancement），用于对连接在786型摇摆头上的摇摆臂进行固定，并可用来与多种工具配合使用	

6.2058.090

用于 SwingHead R 的加固件

加固件，适用 786 Swing Head（31 系列以上），用于具有顶出功能的摆臂

