



右摆动式加强型 786 Swing Head

2.786.0240

加强型 Swing Head 可安装在 Sample Processor 上。

Scope of delivery 2.786.0240

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.786.0010	786型摇摆头，带转移头，左侧
机器人样品转换器（XL）的附加设备，用于将液体从较小的样品容器中转移/定量转移入样品盘上较大的滴定杯或转移入一只外部滴定池；该外部滴定池可位于工作站的左侧。		



1 PCS

6.2058.090

用于 SwingHead R 的加固件

加固件，适用 786 Swing Head（31 系列以上），用于具有顶出功能的摆臂



1 PCS

6.2621.120

六角扳手（Hexagon key），1.5毫米



Optional accessories

Order no.	Description
6.1462.240	移液头，用于786型摇摆头， 弯曲型 并且向右摆动 移液头， 弯曲型并且向右摆动， 用于786型摇摆头 与转接器6.1808.220 一起使用时， 移液头上可安装带luer连接头的工具， 用于多排的样品盘。

