



Power Pack Heavy Metals（自动化）

2.797.3110

采用小样品序列以伏安法全自动测定热电厂内各种水-蒸汽回路中关键重金属的浓度的理想解决方案。797 VA Computrace 与 863 Compact VA Autosampler 组合使用，可自动处理多达 18 个样品。可借助三套 800 Dosino 加液系统添加校正用的辅助溶液和标准溶液。一台 843 Pump Station 可在每个样品之后均冲洗其量杯，确保分析结果不受干扰。对于含有一种或两种待测物质的水样来说，此系统是理想的解决方案。

我们的促销活动：凡在 2014 年 6 月 30 日之前订购该系统的客户，万通还会赠送一台 800 Dosino，该仪器可使辅助溶液或标准溶液的添加过程变得更为简便，以及一台 827 pH Lab，用于测量样品中的 pH 值或在需要的情况下调整测量溶液中的 pH 值。

Scope of delivery 2.797.3110

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.797.0010

797 VA Computrace 用于痕量分析

797 VA Computrace 是一台现代化的伏安法测量台，通过一个 USB 端口连接到计算机上。随附的计算机软件用来控制测量、采集测量数据并对其进行评估。清晰明了的程序结构，使其操作前所未有的方便。内置带恒电流仪的恒电位仪，确保灵敏度极高且噪声极低。

用于分析痕量和成分构成的伏安系统。全套附件包括 VA Computrace 软件和用于整个测量系统的所有电极：多模式电极 pro (MME pro)、Ag/AgCl 参比电极和 Pt (铂) 辅助电极。



1 PCS

6.6053.030

797 VA Computrace 软件 CD 1.3

用于 797 VA Computrace 的控制和评估软件。用于操作系统 Windows® 2000、Windows® XP Professional、Windows® Vista (32 位) 和 Windows® 7 (32 位)。



1 PCS

1.843.0020

843泵模块 (隔膜式)

843泵模块 (隔膜式)具有2台内置的蠕动泵。这些泵可由远程信号或手动按钮进行控制。



1 PCS

1.863.0010

863 Compact IC Autosampler

863 Compact IC Autosampler 是进行常规分析的理想助手。使用该仪器可使各种瑞士万通离子色谱实现自动化。



1 PCS 6.1204.200 VA Stand 工作站的搅拌器
VA Stand 工作站的搅拌器，全套，非金属




1 PCS 6.1226.030 滴汞毛细管（非硅烷化），用于MME
非硅烷化的滴汞毛细管（10根），包括两只硅烷密封圈



1 PCS 6.1226.050 滴汞毛细管（硅烷化），用于MME
硅烷化滴汞毛细管（10根），包括两只硅烷密封圈



1 PCS 6.1244.020 驱动皮带
用于VA Stand 工作站上的旋转圆盘电极与搅拌器（3片）。



1 PCS 6.1245.010 塑料材质电解液容器

带隔膜的塑料电解液容器，用于双接点参比电极。



1 PCS 6.1247.020 用于MME的针

用于多功能汞电极（3件）。



1 PCS 6.1415.210 滴定杯 / 10至90毫升



11 PCS 6.1446.040 堵头螺丝 / M6



1 PCS

6.1456.210 测量杯 / 10至90毫升

测量杯，用于VA自动测试系统 万思得IC样品处理器的稀释杯



3 PCS

6.1546.030 活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS

6.1602.115 瓶盖 / S 40 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 S 40（Merck...）。



2 PCS

6.1608.050 卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45



1 PCS

6.1608.090

试剂瓶 / 250毫升 / GL 45



3 PCS

6.1618.060

螺纹转接头 / GL 45 转 GL 45

螺纹转接头 (GL 45 转 GL 45) ; 主要用于带有升高法兰的试剂瓶



2 PCS

6.1621.000

容器, 10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



1 PCS

6.1801.080

用于氮气接口的软管。

用于伏安极谱仪的供气



2 PCS 6.1805.020 FEP管 / M6 / 52厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.100 FEP管 / M6 / 40厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.120 FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.180 FEP管 / M6 / 16厘米

带光照保护和扭折保护



4 PCS 6.1805.530 FEP管 / M6 / 2米
带光照保护和扭折保护



5 PCS 6.1808.000 连接套筒, M6



3 PCS 6.1819.010 聚四氟乙烯管
作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口



4 PCS 6.1820.010 适配器 1/8" 气体软管/M6 螺纹

用于连接气体软管 1/8", 螺纹型号为 M6。




1 PCS

6.1822.410

PEEK连接毛细管

连接毛细管，用在样品转换器上进行样品转移，1 x M6，内径 0.5毫米，用于痕量分析



1 PCS

6.1824.000

四路微量量管

带有 4 个螺纹 M6。用于 VA 伏安法测量台。




2 PCS

6.1826.020

PVC 泵管（蓝色/蓝色）

用于在线IC分析仪及伏安测定法的自动化



1 PCS

6.1828.020

五路软管接口 M6，用于连接容器

用于最多连接 5 根软管



1 PCS 6.1829.020 FEP吸液管, M6, ×0.5米
用于加液单元



1 PCS 6.1831.050 PEEK 毛细管, 内径0.5 毫米, 40厘米
用于在线英蓝渗析与样品转换器。用于IC英蓝渗析单元, 离子色谱样品处理系统, 集成型自动样品处理系统, 英蓝渗析型离子色谱样品处理系统, IC液体处理英蓝渗析单元, 集成型自动样品处理系统



1 PCS 6.2013.010 定位环
用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS 6.2016.050 支撑杆 / 300毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



2 PCS

6.2055.100

试剂瓶固定器，双瓶

试剂瓶固定器，用于2只1升的试剂瓶。用于6.5617.000吸液设备



1 PCS

6.2141.230

远程连接集成型样品处理系统/集成型自动样品处理系统 和 Titrino plus -/泵单元的电缆。

远程连接集成型样品处理系统/集成型 自动样品处理系统 和 Titrino plus 和/或 泵单元的电缆。



1 PCS

6.2141.280

连接843 泵单元 - 797伏安极谱仪的连接电缆

用于远程连接 797伏安极谱仪 和 843 843泵单元的电缆。



1 PCS 6.2151.020 电缆, USB A - USB B, 1.8米
USB连接电缆



1 PCS 6.2151.100 USB适配器, MINI (OTG) / USB A
用于连接的USB仪器。



1 PCS 6.2161.010 插入式电源单元, 欧盟 230V/6V DC
电源, 用于827型 pH lab



1 PCS 6.2308.020 电解液, 3 mol/L KCl (250 mL)
电解液c (KCl) =3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)



1 PCS

6.2406.000

汞滴俘获器

银丝（用于通过汞齐作用俘获汞滴）



1 PCS

6.2621.000

活动扳手

最大开口： 20毫米。用于IC分析仪



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.090

1/2英寸扳手

用于1/2英寸的螺丝。用于IC样品处理器



1 PCS 6.2621.130 六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2621.140 六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



1 PCS 6.2703.000 滴定杯的托环



1 PCS 6.2709.080 塞子, 用于移液开孔
用于694, 747 型 VA 主机 及伏安极谱仪



1 PCS

6.2711.030

用于充满 MME 的承接盘

用于 884 Professional VA、797 VA Computrace、757 VA Computrace 以及 647, 663, 694, 747 VA Stands



1 PCS

6.2711.040

盘子，用于VA Computrace 伏安极谱仪



2 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.2743.057

样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



1 PCS

6.2744.070 压力螺丝 (短)


较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



2 PCS

6.2744.160 接头 /UNF 10/32 连接器, 带安全装置

安全连接装置, 用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



1 PCS

6.2816.020 注射器, 10毫升, 带Luer接头。

用于许多种 IC 及 VA 应用



1 PCS

6.2816.030 带 Luer 式接头的针头

用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。



1 PCS

6.2833.030

863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋

863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋



1 PCS

6.2846.000

氧化锆样品针头

用于伏安测量中样品处理器和 Autosampler 的样品针。



2 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS

6.1246.120

Multi-Mode-Electrode pro多模式电极专业版

用于伏安法的汞电极。可作为 DME、SMDE 或 HMDE 使用。

