




801 Stirrer, 带三角支架

2.801.0040

磁力搅拌器包括底盘、支架杆和电极座，可用于 Titrimo plus、Dosimat plus、Titrimo、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter 以及 856 和 867 测量模块。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。

Scope of delivery 2.801.0040

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.801.0010	801 Stirrer

无三角支架的磁力搅拌器，补充用于 Titrimo plus、Dosimat plus、Titrimo、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。



1 PCS

6.1903.020 搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度： 16 毫米



1 PCS

6.1903.030 搅拌棒 / 25 mm


带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2001.060 测定台（support stand），不带支撑杆

用于将一台801，804或803型搅拌器连接到一台Titrande或805型 Dosimat数字计量加液器上。



1 PCS

6.2013.010 定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070

支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

六角扳手（Hexagon key），2毫米

2 mm.



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2001.090	两侧的底板 双支架，用于将2 x 801， 803， 804连接到一台Titrando上。	
6.2151.010	电缆，MSB插头/插座 延伸电缆，用于MSB接口，用于Touch Control - Titrando， Mini-DIN插座-mini-DIN插头	